

Table Of Contents

Precautions	2
Contraindications	5
Warnings	5
DRF™ (Dynamic radio frequency) Technology – How does it work?	7
Intended Use	8
Possible Adverse Effects	9
Device Description	10
User interface description	11
User Instructions	12
Preliminary Test	12
Getting Started	13
Step 1: Prepare your skin	13
Step 2: Device Operation	13
Recommended Treatment	15
Post facial treatment care	17
Cleaning & Storage	18
Troubleshooting	18
Disposal	19
Customer Service	19
Device specification parameters	20
Labeling	21



Carefully read the information below before you begin your first treatment. If you still have any doubts or are unsure that the device is safe for your use, please consult with your physician.

Precautions

- Never use flammable liquids, such as alcohol (including perfumes, sanitizers, or other applications containing alcohol) or acetone to clean the skin in the hour before using the device, as it may cause burning of the skin.
- Do not open or repair the device, as it may expose you to dangerous electrical components.
- Do not place, store or use the device near bathtubs, showers, basins or

other vessels containing water, as this may cause severe electrocution.

- Do not leave the device unattended while plugged into the electricity supply, as it may lead to electrocution.
- Keep out of reach of children and pets.
- Not to be used by persons under 18 years of age.
- Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by children without supervision.
- Use the device only in accordance with these Instructions for Use and for its intended use.

- Do not use the device if any part of the device is missing, damaged or lost, if the device is not working properly, if you see or smell smoke, or if the device becomes damp or wet.
- Make sure the device is clean, dry and intact before each use. Cleaning instructions are detailed in the **Cleaning and Storage** section below.
- Do not use the device without first applying the Base Gel.
- Do not use the Base Gel after its expiration date.

Note: The Base Gel is for external use only – avoid direct contact with eyes. In the event that such contact does occur, wash the eyes immediately with water.

Contraindications

Do NOT use the device if you:

- Have an active implant, such as a pacemaker or insulin pumps, or if you have any known severe heart disorder, such as arrhythmias.
- Are pregnant or breastfeeding.
- Suffer from severe or uncontrolled endocrine or metabolic conditions, such as diabetes or uncontrolled thyroid disease.
- Have a damaged immune system or autoimmune disorder, such as AIDS or Lupus, or if you use drugs that influence the immune system.
- Suffer from blood clotting disorders, excessive bleeding or bruising, damaged wound healing or if you routinely take blood-thinning medication.
- Suffer from a history of deep vein thrombosis.
- Have a history of collagen disorders or suffer from keloid scarring (growth of extra scar tissue where the skin has healed after an injury).
- Have a general extreme illness, such as hepatitis, liver disease or epilepsy.
- Suffer from sensitive or damaged skin, such as in cases of frequent redness or rash, inflammations, breakouts (such as psoriasis), blisters, sores, infections, acne or extra dry skin.
- Have diminished or exaggerated perception of temperature change.
- Have taken Accutane in the past 6 months.
- Have a heat-induced disease or an active skin disease, such as herpes, eczema, rashes etc., in the treatment area.
- Have skin cancer, areas at risk of malignancy, or if you have received radiation therapy or chemotherapy within the past 3 months.

Warnings

Do NOT use the device:

- If you have any permanent implants in the designated treatment area, including but not limited to: silicon or injected chemical materials, metal plates or other metal materials.
- If you had plastic surgery, such as face lifting or eyelid surgery, or if you had aesthetic injections of fillers such as: Hyaluronic Acid, Collagen, fat or Botulinum Toxin, in the treatment area within the past 3 months.
- If you have had a professional chemical peel within the past 3 months with a Hydroxyl Acids (AHA), such as glycolic acid, or β Hydroxyl Acid (BHA), or if you had a professional facial abrasion such as: dermabrasion, facial resurfacing, deep chemical peeling (phenol, Trichloroacetic acid-TCA), and/or ablative laser treatments within the past 3 months.
- Over nostrils, lips of the mouth, ears, breast or genital area, or areas not recommended in this user manual.
- Over the thyroid since it may cause adverse events.
- Over the eyelids, eyes or sides of the eyes (next to your nose), since it may cause eye damage.
- If you have any metal items, such as jewelry or piercings, or tattoos or permanent make up on the designated treatment areas.
- Over sunburns, dark brown or black spots such as: freckles, birth marks, moles or blisters in the treatment area.
- If you are allergic or sensitive to chrome, nickel or any component of the Base Gel.
- The appliance may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge provided that they are under supervision or have been instructed in the safe use of the appliance and that they understand the hazards involved.

- Do not use the device over hairy areas of the body, as this may result in the hairs being burnt.

Note: If you have undergone any other aesthetic procedures in the designated treatment area, or if you have treated the skin with a prescribed drug within the past 3 months, or if you have any concerns regarding potential adverse effects, please consult your physician before using the device.

DRF™ (Dynamic radio frequency) Technology – How does it work?

This device brings a new approach to non-invasive skin rejuvenation featuring Sensica proprietary Dynamic RF technology, combining clinically proven RF (Radio Frequency), commonly used by doctors, with advanced facial massage.

Radio Frequency (RF) is a form of electromagnetic energy, intended to reduce wrinkles, tighten the skin, and renew skin elasticity. It is suitable for all skin tones, easy to use, and provides noticeable, long-lasting results.

RF technology has been used in doctors' clinics for several years and was found to be highly effective. The device has two electrodes that deliver the RF energy into the skin to contract collagen fibers and stimulate the natural production of collagen, which decreases as we age. If used correctly and according to the **Recommended Treatment**, the device will reduce the

appearance of wrinkles as well as tighten the skin and renew elasticity. Results may be visible after just one treatment.



Please make sure to carefully read this user guide before you start your treatment.

The user guide can also be found at www.sensica.com

Intended Use

The device is intended:

- For women and men who want to: reduce facial wrinkles, tighten their facial skin, and renew skin elasticity.
- For use on: face, cheeks, "smile" folds, "crow's feet", forehead, chin, jawlines, allowed areas of the neck, décolletage, and hands.
- For use on fine to moderate depth wrinkles.
- To be used with the Base Gel. This gel is especially designed to work with Sensica RF devices and ensures proper delivery of RF energy. This will provide the best possible results by improving contact between the device and the skin to improve skin conductivity.

Note: Sensilift is especially designed for your own personal treatment and is intended for a single user and home use only.

Possible Adverse Effects


When using the device according to the Instructions for Use, adverse effects are rare. However, every aesthetic procedure, including the usage of home-use devices, may cause some degree of adverse effects (as listed in the table below).

In case adverse effects appear, stop using the device and consult with your physician if necessary.

Mild adverse effects should be spontaneously relieved within a few hours.



Severity of Adverse Effect	Frequency of Adverse Effect	Adverse Effects
Mild	Common	Local pain Skin irritation Skin redness Skin sensitivity Allergies or sensitivity to the Base Gel
Moderate	Rare	Mild skin burns Pigment changes Excessive redness and swelling Urticaria, purpura or ecchymosis Hematoma
Severe	Extremely Rare	Severe burns Infection Bruising Blistering

Device Description



User interface description

1. **ON/OFF and energy selection button** – A gentle touch on the button (after the device is connected to the power supply) will turn the device ON at energy level 1, shown by 1 illuminated light in the energy level display. Once it reaches the highest level, another gentle touch will turn the device OFF. **The device will switch to standby mode when left unattended for 45 seconds.**
2. **Status indicators**

	Blinking yellow light	The device is in standby mode . In case of no light, make sure the power cord is plugged-in properly.
Status indicator	Steady green light	The device is in treatment mode . RF is activated, skin contact is detected, and the treatment is undergoing.
	Blinking alternating green and yellow lights	The device is in error mode . The device detected a malfunction and prevents the activation of the RF and massage functions.
RF energy level selection touch button 	1-3 energy levels lights	When the green light is on, it indicates that the RF energy is active. Touch the RF energy level selection button repeatedly until you reach the desired level: 1, 2, 3 or off.
Massage level selection touch button 	1-2 massage level lights	When the green light is on, it indicates that the massage function is active. Touch the massage level selection button repeatedly until you reach the desired level: 1, 2, or off.

User Instructions

The device is intended for use on: cheeks, nasolabial “smile” folds, “crow’s feet” (next to your eyes), forehead, chin, allowed areas of the neck, décolletage and hands.

What to Expect

During your treatment, it is normal to experience:

- Sensations of warmth created by the RF energy.
- Some mild red or pink color on the skin – during and just after each treatment.

Preliminary Test

The preliminary test is intended to determine your skin’s reaction to the treatment and help you find the optimal settings for each treatment area.

Perform a preliminary test on each area you intend to treat 48 hours prior to the first full treatment.

- Prepare your skin as described below in **Step 1: Prepare your skin.** Instructions for operating the device can be found below in **Step 2: Device operation.**

- Before using the device, apply an even layer of the Base Gel on the treatment area.
- Start your test with energy level 1 and massage level 1 and move the device in small circular motions.
- Increase the energy and massage levels according to your comfort. Stop the test if you do not feel comfortable or if you see adverse effects.
- Perform the preliminary test for a total time of about 3 minutes.
- Wait 48 hours and examine the tested area.
- If the skin in the tested area appears normal and no adverse effects are present, you can proceed with a full treatment at the highest comfortable energy level that you tested.

Note: You may select any RF energy level that you find comfortable. The RF energy level indicates the rate at which the temperature rises when in heating mode. A high RF energy level will enable

faster and more even heating. You can achieve maximum results with all RF energy levels, but, for lower levels, it will take more time to reach the effective temperature.



Getting Started

Step 1: Prepare your skin

1. Prior to use, make sure your skin is dry, clean and free of topical products such as: moisturizers, liquids or lint.
2. Remove jewelry from the treatment area as well as from your hands, prior to use.
3. Never use flammable liquids such as alcohol (including perfumes, sanitizers, or other applications containing alcohol) or acetone on the skin one hour before using the device as it may cause burning of the skin.
4. The device is suitable for men. However, male users should make sure their skin is clean-shaven before treatment.

Step 2: Device Operation

Note: A preliminary test should be conducted separately for each area you intend to treat before proceeding with a full treatment in that area. See **Preliminary Test** section above.

1. Make sure the device is clean, dry and intact prior to use.
2. Apply an even layer of Base Gel, included in your kit, on the area of your skin intended for treatment.
3. Set the Radio Frequency (RF) energy level and the massage speed to the level you selected in your preliminary test treatment. Gently touch the RF energy level selection button  repeatedly until you reach the desired level: 1, 2, or 3. Gently touch the massage level  button repeatedly until you reach the desired level: 1 or 2.
4. The activation of either RF or massage functions can be done independently or together. Both functions will be activated at level 1.

Select different levels based on the preliminary test.

5. Sensilift is equipped with 2 safety sensors which will keep the temperature in the effective and safe range during the entire treatment.

Note: The device stops the heating when desired temperature is achieved; heating is then re-activated when the temperature begins to drop.





6. Place the treatment fingers on the intended area, ensuring full contact with your skin during the entire treatment. Sensilift will indicate the proper skin contact by the green status light. If Sensilift is not properly placed, the RF energy will not be delivered.







Note: The device will automatically turn-off after 45 seconds of no skin contact.

7. If you do not feel sensations of warmth after approximately 10 seconds, try moving Sensilift on a smaller treatment area, and/or increasing the RF energy.
8. Move the device on the treated area in slow circular or back and forth motion while constantly and firmly contacting the skin.
9. See treatment areas, treatment time and treatment schedule in the **Recommended Treatment** section.
10. After completing the treatment, wipe off the remaining Base Gel from the treated area.
11. Cleaning instructions for before and after treatment are depicted in the **Cleaning & Storage** section.

Recommended Treatment

- Place the treatment fingers as indicated in the picture of the chosen treatment area.
- Continuously move the device as described for the chosen treatment area.

Treatment Area	Recommended Treatment Time	Recommended Device Movement
Forehead 	10 minutes	Slow up and down motion across the forehead
"Eleven" 	5 minutes	Small circular movements or up and down
"Crow's feet" 	5 minutes for each side	Continuous, slow 'side to side' circular motions
Cheeks 	5 minutes for each side	Slow circular motions across the cheek

"Smile folds"		5 minutes for each side	Slow up and down motions over the "smile folds"
Chin		5 minutes	Side to side
Jawline		5 minutes for each side	Slow up and down motions along the jaw
Neck		5 minutes for each side	Slow up and down motions across the neck
Decolletage		5 minutes for each 4cm ² sub-area	Slow circular motions across decolletage
Hands		5 minutes for each 4cm ² sub-area	Slow circular motions across hands



Warning: avoid contact with the eyes, eye cavities, nostrils and oral cavity, as treatment in these areas may cause adverse effects.



Warning: avoid treatment in the lower third of the neck since this area is more sensitive and avoid treating the thyroid area (marked Δ).

- For long-lasting results, use the device once a week on each desired area for a period of 8 weeks.
 - Response to the treatment differs between individuals and depends on environmental and biological factors, heredity and aging.
 - To sustain optimal long-term results, maintenance treatments may be performed as needed every 4–8 weeks.
- We recommend you also use Sensica's anti-aging cream to increase treatment efficacy and ensure long-lasting results (available for purchase at www.sensica.com).
 - Apply a high-factor sunscreen (at least 30 SPF) and protect the treated area from sunlight for two weeks following treatment.
 - Following the treatment, avoid any usage of hot water on your face and discontinue usage of abrasive or harsh products for two days.
 - Makeup may be applied immediately after treatment.

Post facial treatment care

Cleaning & Storage

- Make sure to turn off and unplug the device before cleaning.
- It is recommended to clean the device, especially the treatment fingers, temperature sensors, and silicone cover, of residual Base Gel with a soft damp cloth or wipes.



Do not rinse the device under running water, as it may cause device malfunction.

- Keep the device dry. Never place, store or use the device near: bathtubs, showers, basins or other vessels containing water as this may cause severe electrocution.

Troubleshooting

If you experience any problems with your device, please refer to the information below to attempt to resolve it:

- If the device does not turn on:
 1. Make sure that the power cord is plugged properly into the electrical outlet and into the device power socket.
 2. Make sure the power outlet has power.
- If you cannot feel heat:
 1. Verify full contact with the skin (indicated by a green light).
 2. Verify that you applied enough Base Gel.
 3. Remember that the device reacts to your skin and may temporarily reduce heat for safety reasons.

See status indicator table in the **User Interface Description** section.

- In case of dirt or debris on the treatment fingers, you should clean them in accordance with the **Cleaning & Storage** section. If you can't get the area clean, contact our customer service.
- In case of a general error, reset the device by unplugging the power cord from the electrical outlet on the wall, wait 10 seconds and then reconnect it.

If you still have problems with your device, please contact our customer service.



Disposal

For environmental reasons, do not dispose of the device in the household waste. Dispose it at a suitable local collection or recycling point in accordance with EC Directive–WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.

Customer Service

If your device has broken/ stopped working or if you need any further assistance/ information, please contact us. You may also contact us to order additional Base Gel or you can purchase it online at [sensica.com](https://www.sensica.com).

For customer service, please see contact details on inner back cover.

Device specification parameters

The RF handheld device is powered by bipolar RF at 10 ± 0.5 Watt

Frequency

1 ± 0.05 MHz

Selectable output power level

3 levels

Mechanical massage

Implemented by moving RF electrodes.

Speed

50–100 RPM

Temperature sensors

RF heating is automatically deactivated when skin temperature reaches $40^{\circ}\text{C}/104^{\circ}\text{F}$. The heating is reactivated when temperature decreases.

Treatment area

$\sim 2.2\text{cm}^2 / 0.34\text{in}^2$

External power supply

Input 100–240VAC, 50–60Hz,
Output 9VDC, 1.5A

Device size and weight

140g, 173mm x 56.8mm x 53.1mm
4.93oz, 6.8in x 2.23in x 2.09in

Storage Instructions

Storage and transport conditions

Temperature	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
-------------	---

Humidity	10% to 90% RH at $55^{\circ}\text{C}/131^{\circ}\text{F}$
----------	--

Pressure	Non-condensing
----------	----------------

Operational conditions

Temperature	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
-------------	--

Humidity	20% to 80% RH
----------	---------------

Max operating altitude	3,000 m.
------------------------	----------

Labeling

Model: STG100

Power: 9V, 1.5A, 100-240VAC,
50-60Hz



Double insulation



Consult Instructions for use



Waste Electronic and
Electrical Equipment



Please read all warnings
and safety precautions
prior to use



Protect from moisture.



This device must not be
used near to water or in
water itself (e.g., in a wash
basin, in the shower or
bathtub) – risk of electric
shock!



Our products and
packaging are recyclable,
do not throw them away!



Use the device only
with the original
power supply. For
your safety, never use
DC adapters which
are not approved by
the manufacturer.

Table des matières

Précautions	23
Contre-indications	27
Mises en garde	28
La technologie DRF™ (Ondes Radio Dynamiques)– Comment ça marche?	29
Utilisation Prévue	30
Possibles effets secondaires	31
Description du dispositif	32
Description de l'interface utilisateur	33
Consignes d'utilisation	34
Test préalable	34
Préparons-nous	35
Étape 1: Préparez votre peau	35
Étape 2: Fonctionnement du dispositif	35
Traitement recommandé	37
Soins du visage consécutifs au traitement	39
Nettoyage & Rangement	40
Dépannage	40
Élimination	41
Service clientèle	41
Paramètres et spécifications du dispositif	42
Étiquetage	43



Lisez attentivement les informations ci-dessous avant de commencer le traitement.

Si vous avez le moindre doute, et que vous n'êtes pas certain que le dispositif convienne à votre santé, parlez-en avec votre médecin.

Précautions

- N'appliquez aucune solution inflammable telle qu'alcoolisée (incluant parfums, désinfectants ou autre composé contenant de l'alcool), ou de l'acétone, sur la peau, une heure avant d'utiliser Sensilift, puisque vous seriez alors exposé à un risque de brûlure cutanée.
- N'ouvrez, ni ne réparez le dispositif puisque vous seriez alors exposé à des composants électriques dangereux.

- Ne placez, ne rangez, ni n'utilisez Sensilift à proximité d'une baignoire, douche, lavabo ou autre récipient contenant de l'eau puisque vous seriez alors exposé à un risque d'électrocution.
- Ne laissez pas le dispositif branché sans surveillance puisque vous seriez alors exposé à un risque d'électrocution.
- Tenez-le hors de portée des enfants et animaux de compagnie.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes de moins de 18 ans.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Utilisez Sensilift en respectant son mode d'emploi et pour l'utilisation à laquelle il est destiné.
- N'utilisez pas le dispositif si une de ses pièces est manquante, endommagée ou perdue, si le dispositif semble ne pas fonctionner correctement, si vous voyez ou sentez de la fumée ou si le dispositif est mouillé ou humide.
- Veillez à ce que le dispositif soit propre, sec et intact avant chaque utilisation. Les consignes de nettoyage sont énoncées au paragraphe **Nettoyage & Rangement** ci-dessous.
- N'utilisez pas le dispositif avant d'avoir préalablement appliqué le Gel Base.

- N'utilisez pas le Gel Base une fois sa date de péremption dépassée.

Remarque: Le Gel Base est réservé à l'usage externe - évitez tout contact direct avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement les yeux à l'eau claire.

Contre-indications

N'utilisez PAS Senslift si:

- Si vous êtes porteur d'un implant actif comme un stimulateur cardiaque ou une pompe à insuline ou présentez de graves troubles cardiaques reconnus, tels des arythmies.
- Si vous êtes enceinte ou allaitez.
- Si vous souffrez de troubles graves ou incontrôlables du métabolisme ou endocriniens (comme un diabète ou un trouble de la thyroïde non-contrôlable).
- Si vous souffrez d'une déficience du système immunitaire ou de maladies auto-immunes telles que le SIDA ou un Lupus, ou prenez un traitement qui influence le système immunitaire.
- Si vous souffrez de troubles de la coagulation, de saignements excessifs, êtes sujet à des plaies, ou des meurtrissures, ou prenez de façon régulière un traitement à base d'antiagrégant sanguin.
- Si vous avez par le passé souffert d'une thrombose veineuse profonde.
- Si vous avez déjà été diagnostiqué comme présentant des troubles du collagène ou souffrez de cicatrices chéloïdes (excroissance tissulaire suite à cicatrisation).
- Si vous souffrez de troubles graves tels que l'hépatite, troubles hépatiques ou épilepsie.
- Si vous souffrez d'une sensibilité cutanée ou d'une peau abîmée, telle que de fréquentes rougeurs, inflammations, éruptions, infections (comme un psoriasis) et acné ou sécheresse prononcée de la peau.
- Si votre perception des changements de température est faible, non plus si elle est exacerbée.
- Si vous avez pris de l'isotrétinoïne durant les 6 derniers mois.
- Si la zone de soin présente des lésions dues à la chaleur, ou est sujette à des lésions cutanées comme

un herpès, de l'eczéma, des éruptions, etc.

- Si vous êtes atteint d'un cancer de la peau ou sur des zones à risque de malignité, ou si vous avez suivi une radiothérapie ou chimiothérapie dans les 3 derniers mois.

Mises en garde

N'utilisez PAS le dispositif:

- Sur une zone de soin constituant la couverture d'implants permanents incluant mais sans s'y limiter, du silicone ou un matériau chimique injecté, les plaques métalliques ou tout corps métallique.
- Si vous avez été sujet à une chirurgie plastique, telle qu'un lifting du visage ou une chirurgie des paupières, ou des injections esthétiques de comblement comme: de l'acide hyaluronique, du collagène, de la graisse ou des toxines botuliques, sur la zone de traitement dans les 3 derniers mois.
- Si vous avez subi un peeling chimique professionnel durant les 3 derniers mois (avec des acides a hydroxylés (AHA) tels que l'acide glycolique ou un β hydroxyle (BHA), ou une abrasion faciale professionnelle comme: une abrasion dermique, resurfaçage facial ou peeling chimique profond (phénol, acide trichloracétique - TCA) et/ou un traitement d'abrasion par laser durant les 3 derniers mois.
- Au-dessus des narines, des lèvres, oreilles, seins ou parties génitales ou les autres zones non-recommandées décrites dans ce manuel.
- Au-dessus de la thyroïde, des effets indésirables pouvant parfois apparaître.
- Au-dessus des paupières, des yeux ou des côtés des yeux (près de l'arête du nez), puisque cela peut provoquer des lésions oculaires.
- Si vous portez, un objet métallique bijou ou piercing, ou des tatouages ou maquillages permanents sur la zone de traitement.
- Au-dessus de coups de soleil, taches brun foncé ou

noir, telles des taches de rousseur, de naissance, un naevus, un phlyctène sur la zone de soin, ni sur les aréoles.

- Si vous êtes allergique ou sensible au chrome, nickel et autres composants du Gel Base.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- N'utilisez pas Sensilift sur les zones poilues du corps, car il pourrait brûler le poil.

Remarque: Si vous avez été l'objet d'une autre procédure esthétique sur la zone de traitement visée, où d'un traitement cutané avec un médicament délivré sur ordonnance durant les 3 derniers mois, ou avez des questions à propos de possibles effets secondaires, parlez-en avec votre médecin avant d'utiliser Sensilift.

La technologie DRF™ (Ondes Radio Dynamiques) – Comment ça marche?

Cet appareil ouvre la porte à une nouvelle approche du rajeunissement non-invasif de la peau en introduisant la technologie Dynamic RF propriété de Sensica, combinant ici les ondes radio (RF), dont l'usage clinique avéré est communément employé par les médecins, et un massage facial novateur.

Les Ondes Radio (RF), faisant partie des énergies électromagnétiques, sont destinées à la réduction des rides, à tendre la peau et à lui restituer son élasticité. Le dispositif convient à toutes les pigmentations de la peau, est facile d'emploi et apporte de remarquables résultats qui durent longtemps.

La technologie RF a été utilisée dans des cliniques médicales et des centres de soins esthétiques durant de nombreuses années, elle est toujours considérée comme très efficace. Le dispositif

dispose de deux électrodes qui libèrent l'énergie RF dans la peau pour contracter les fibres de collagène et en stimuler la production naturelle laquelle décline avec l'âge. Lorsqu'il est utilisé correctement et conformément au **Traitement Recommandé**, le dispositif réduit l'apparition des rides, en même temps qu'il retend la peau et restaure son élasticité. Les résultats peuvent se voir dès la fin du premier traitement.



Prenez soin de lire attentivement ce guide d'utilisation avant de commencer les soins avec le dispositif.

Le guide d'utilisation est aussi à votre disposition sur le site www.sensica.com

Utilisation Prévue

Le dispositif est destiné:

- Aux femmes et aux hommes désireux de réduire les rides du visage, d'en affermir la peau et de rétablir son élasticité.
- Pour une utilisation sur: le visage, les joues, les pâtes d'oise, le front, le menton, les mâchoires, les zones autorisées du cou, le décolleté et les mains.
- Pour une utilisation sur les rides fines à modérément profondes.
- Doit être utilisé avec le Gel Base. Ce gel est spécialement conçu pour le fonctionnement des dispositifs Sensica RF et il garantit la bonne délivrance de l'énergie RF. Il apporte les meilleurs résultats possibles en améliorant le contact entre le dispositif et la peau dont il favorise la conductivité.

Remarque: Sensilift n'est destiné à être employé que par un unique utilisateur.

Possibles effets secondaires

Lorsque vous utilisez le dispositif en observant les consignes Guide d'utilisation, les effets secondaires sont rares. Toutefois, de toute procédure esthétique, incluant celles faisant appel à des dispositifs à usage intime, peut découler un certain degré de ressenti d'effets indésirables (tels que listés dans le tableau ci-dessous).


Au cas où des effets secondaires apparaissent, cessez d'utiliser le dispositif et si nécessaire, consultez votre médecin.

Les effets secondaires légers devraient disparaître spontanément après quelques heures.

Gravité de l'effet secondaire	Fréquence de l'effet secondaire	Effets secondaires
Léger	Commun	Douleur locale Irritation cutanée Rougeur cutanée Sensibilité cutanée Allergie ou sensibilité au Gel Base
Modéré	Rare	Légère brûlure cutanée Dépigmentation Rougeurs et gonflements excessifs Urticaire, purpura ou ecchymose Hématome
Grave	Extrêmement rare	Brûlure grave Infection Meurtrissure Boursoufflure



Description du dispositif

français



Description de l'interface utilisateur

1. **Bouton Marche/Arrêt (ON/OFF) et niveaux d'énergie** – Une pression douce sur le bouton (une fois le dispositif branché à l'alimentation) va le mettre en marche sur le niveau d'énergie 1 (ON). Une fois atteint le plus haut niveau, une nouvelle légère pression mettra le dispositif à l'arrêt (OFF). **Le dispositif passe en mode veille lorsqu'il n'est pas utilisé depuis 45 secondes.**
2. **Indicateurs de Statuts**

Indicateur de Statuts	Lumière jaune clignotante	Le dispositif est en mode Veille . Lorsqu'aucune lumière ne s'allume, il s'agit le plus souvent d'un branchement incorrect du cordon d'alimentation.
	Témoin vert fixe	Le dispositif est en mode traitement . La technologie RF est activée, le contact avec la peau détecté, et le soin est en cours.
	Alternance de lumières clignotantes vertes et jaunes	Le dispositif est en mode erreur . Le dispositif détecte un dysfonctionnement et suspend les fonctions RF et massages.
Bouton tactile de choix d'énergie RF 	Lumières de niveaux d'énergie 1 à 3	La lumière verte allumée indique le niveau d'énergie RF. Effleurez le bouton de sélection d'énergie RF successivement jusqu'à atteindre le niveau choisi: 1, 2, 3 ou Arrêt.
Bouton tactile de choix de massage 	Lumières de niveaux de massage 1 à 2	La lumière verte allumée indique le niveau du masseur. Effleurez le bouton de choix de niveau de massage pour atteindre le niveau choisi: 1, 2 ou Arrêt.

Consignes d'utilisation

Le dispositif est destiné à une utilisation sur les joues, les sillons nasogéniens "rides du sourire", les "pattes d'oie" autour des yeux, le front, le menton, les zones autorisées du cou, le décolleté et les mains.

À quoi s'attendre

Durant l'application il est normal de ressentir:

- Des sensations de chaleur créées par l'énergie RF délivrée lors de celui-ci.
- Quelques colorations rouge pâle ou rose de la peau – durant ou juste après chaque utilisation.

Test préalable

L'essai préliminaire est destiné à déterminer la réactivité de votre peau au soin et à vous aider à trouver les meilleurs réglages pour chaque zone de soin.

Réalisez un test préalable sur chacune des zones sur lesquelles vous avez l'intention de d'appliquer un soin, 48 heures avant de réaliser le soin entier.

- Préparez votre peau comme décrit dans **Étape 1: Préparez votre peau**. Les instructions relatives à l'utilisation du dispositif se trouvent à **Étape 2: Fonctionnement du dispositif**.
- Avant d'utiliser le dispositif, appliquez une couche uniforme de Gel Base sur la zone de soin.
- Commencez le test avec le niveau d'énergie 1 et le niveau de massage 1 et déplacez le dispositif par des mouvements circulaires.
- Augmentez le niveau en fonction de votre confort. Cessez l'essai si vous vous sentez mal à l'aise ou constatez un effet indésirable.
- Réalisez le test préliminaire durant une durée totale d'environ 3 minutes.
- Attendez 48 heures et examinez la zone de soin.
- Si la peau sur la zone d'essai paraît normale et sans effet indésirable, vous pouvez procéder au soin complet aux plus hauts niveaux d'énergie et de massage essayés.

Remarque: Vous pouvez sélectionner le niveau d'énergie RF que vous trouvez le plus confortable. Le niveau d'énergie RF indique le taux de montée en température lorsque la fonction est activée. Un haut niveau d'énergie RF permet un chauffage plus uniforme et plus rapide. Vous pouvez parvenir aux meilleurs résultats quel que soit le niveau d'énergie RF, mais aux niveaux les plus bas cela prend simplement plus de temps pour atteindre la température efficace.

Préparons-nous

Étape 1: Préparez votre peau


1. Avant toute utilisation, veillez à ce que votre peau soit sèche, propre et exempte de tout produit topique comme: hydratant, liquide ou de peluches.
2. Veillez à retirer tout bijou de la zone de traitement et de vos mains.
3. N'appliquez aucune solution inflammable telle qu'alcoolisée (incluant parfums, désinfectants ou autre composé contenant de l'alcool), ou de type


acétone, sur la peau, une heure avant d'utiliser le dispositif, puisque vous seriez alors exposé à un risque de brûlure cutanée.

4. Le dispositif convient aux hommes. Ceux-ci doivent en plus faire en sorte d'être rasés de frais avant le soin.

Étape 2: Fonctionnement du dispositif

Remarque: Un test préliminaire doit être conduit séparément pour chaque zone que vous destinez au soin, avant de procéder au traitement complet de la zone. Consultez le paragraphe **Test Préalable** ci-dessus.

1. Veillez à ce que le dispositif soit propre, sec et intact avant chaque utilisation.
2. Appliquez une couche uniforme de Gel Base sur la zone de soin.
3. Réglez les niveaux d'énergie RF et de massage sur ceux choisis lors de l'essai préliminaire. Appuyez sur le bouton de sélection de niveau d'énergie  pour atteindre le niveau choisi: 1, 2, ou 3. Appuyez successivement sur le bouton de choix de

niveau de massage  pour atteindre le niveau choisi: 1 ou 2.

4. L'activation des fonctions RF et massage se fait indépendamment l'une de l'autre et conjointement. Les deux fonctions sont activées au niveau 1. Choisissez les différents niveaux en fonction de ceux relevés lors de l'essai préliminaire.
5. Le dispositif est équipé de 2 sondes de sécurité qui maintiennent la température dans une fourchette d'effectivité et de sureté tout au long du soin.

Remarque: L'appareil arrête le chauffage lorsque la température souhaitée est atteinte ; le chauffage est ensuite réactivé lorsque la température commence à baisser.

6. Placez les doigts de traitement sur la zone destinée à recevoir le soin, veillez à ce que le contact avec la peau soit parfait durant tout le traitement. Sensilift indique que le contact avec la peau est correct par le biais de l'allumage du voyant





vert. Si Sensilift n'est pas correctement placé, l'énergie RF ne sera pas délivrée.







Remarque: Le dispositif passe en mode veille lorsqu'il n'est pas utilisé depuis 45 secondes.

7. Si vous ne ressentez pas de sensation de chaleur après approximativement 10 secondes, essayez de déplacer Sensilift sur une zone de soin plus restreinte, et/ou augmentez le niveau d'énergie RF.
8. Déplacez le dispositif sur la zone de soin en de lents mouvements circulaires et d'aller-retour en maintenant un contact ferme et continu sur la peau.
9. Consultez les zones, durées et périodicité de soin au chapitre **Traitement Recommandé**.
10. Une fois l'application du soin accomplie, essuyez les restes de Gel Base encore présents sur la zone de soin.
11. Les consignes de nettoyages préalables et postérieurs sont énoncées au chapitre **Nettoyage & Rangement**.

Traitement recommandé

- Placez les doigts électrodes de traitement, comme indiqué sur l'image de la zone de traitement choisie.
- Déplacez continuellement le dispositif comme décrit pour la zone de traitement choisie.

Zones de soin	Temps de traitement recommandé	Mouvement recommandé
Front 	10 minutes	Lents mouvements de haut en bas sur la zone frontale
"Griffes du Lion" 	5 minutes	Des petits cercles ou de bas en haut
"Pattes d'oie" 	5 minutes pour chacun des côtés	Lents mouvements circulaires continus d'un côté à l'autre
Joues 	5 minutes pour chacun des côtés	De lents mouvements circulaires

<p>"Rides du sourire"</p> 	<p>5 minutes pour chacun des côtés</p>	<p>De lents mouvements de bas en haut</p>
<p>Menton</p> 	<p>5 minutes</p>	<p>D'un côté à l'autre du menton</p>
<p>Mâchoire</p> 	<p>5 minutes pour chacun des côtés</p>	<p>Lents mouvements de haut en bas du le long de la mâchoire</p>
<p>Cou</p> 	<p>5 minutes pour chacun des côtés</p>	<p>Lents mouvements de haut en bas sur la zone du cou</p>
<p>Décolleté</p> 	<p>5 minutes pour chaque sous-zone de 4 cm²</p>	<p>Lents mouvements circulaires sur les zones du décolleté</p>
<p>Mains</p> 	<p>5 minutes pour chaque sous-zone de 4 cm²</p>	<p>Lents mouvements circulaires sur les mains</p>



Évitez tout contact avec les yeux et les cavités oculaires puisqu'un soin sur ces zones pourrait engendrer des effets indésirables.



Le tiers inférieur du cou, puisque cette zone est plus sensible, évitez de même la zone de la thyroïde (Repérée)

- Pour obtenir des résultats de longue durée, utilisez le dispositif une fois par semaine sur chacune des zones de traitement sur une période de 8 semaines.
 - La réponse au soin diffère selon les individus et dépend de facteurs environnementaux et biologiques, de l'hérédité et de l'âge.
 - Pour entretenir les résultats à long terme, des soins de maintenance peuvent être réalisés comme nécessaire toutes les 4 à 8 semaines.
- ## Soins du visage consécutifs au traitement
- Nous vous recommandons d'utiliser aussi la crème anti-âge Sensica pour accroître l'efficacité du traitement et garantir des résultats de longue-durée (disponible à la vente sur www.sensica.com).
 - Appliquez une crème solaire à fort indice de protection (au moins IP 30) et protégez les zones de soin de l'exposition au soleil durant les 2 semaines suivant le soin.
 - À la suite du soin évitez tout usage de l'eau chaude sur votre visage et interrompez l'utilisation de produits abrasifs ou râpeux pendant deux jours.
 - Le maquillage peut être appliqué tout de suite après le soin.

Nettoyage & Rangement

- Prenez soin de mettre le dispositif sur OFF et de le débrancher avant le nettoyage.
- Il est recommandé de nettoyer le dispositif, particulièrement les doigts de traitement, les sondes de température et le couvercle en silicone, de tout résidu de Gel base avec un chiffon doux, ou une serviette en papier humide.



Ne rincez jamais sous l'eau courante, cela peut provoquer des dysfonctionnements sur le dispositif.

- Faites en sorte que le dispositif soit toujours sec. Ne placez, ne rangez, ni n'utilisez le dispositif à proximité d'une baignoire, douche, lavabo ou autre récipient contenant de l'eau puisque vous seriez alors exposé à un risque d'électrocution.

Dépannage

Si vous rencontrez n'importe quel problème avec votre dispositif, référez-vous aux informations données ci-dessous pour essayer de le résoudre:

- Si le dispositif ne peut être mis sous tension:
 1. Veillez à ce que le cordon soit correctement enfiché dans le dispositif et l'alimentation dans la prise murale.
 2. Veillez à ce que la prise murale soit alimentée.
- Si vous ne sentez pas la chaleur:
 1. Vérifiez le contact complet avec la peau (indiqué par un voyant vert).
 2. Vérifiez que vous avez appliqué suffisamment de Gel Base.
 3. N'oubliez pas que l'appareil réagit à votre peau et peut réduire temporairement la chaleur pour des raisons de sécurité.

Voir le tableau des indicateurs dans la section **Description de l'Interface d'Utilisateur**.

- En présence de débris ou de souillures sur les doigts électrodes, vous serez conduit à les nettoyer selon la manière décrite au chapitre **Nettoyage & Rangement**. Si celle-ci ne suffit pas à obtenir un résultat, contactez notre service clientèle.
- En cas d'erreur générale, réinitialisez le dispositif en débranchant le cordon d'alimentation de la prise murale, attendez 10 secondes, puis rebranchez

Si les problèmes de votre dispositif persistent, contactez notre service clientèle.



Élimination

Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de service. L'élimination doit se faire par le biais des points de collecte compétents dans votre pays. Veuillez éliminer

l'appareil conformément à la directive européenne – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés. Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits.

Service clientèle

Si votre dispositif est cassé/a cessé de fonctionner, ou si vous souhaitez un complément d'aide/d'information, contactez-nous. Vous pouvez également nous contacter pour commander du Gel Base ou vous pouvez le commander sur le site sensica.com.

Pour le service client, veuillez consulter les coordonnées sur la couverture arrière intérieure.

Paramètres et spécifications du dispositif

Le dispositif portable RF est alimenté par un bipolaire RF à 10±0.5 Watt

Fréquence

1±0.05 MHz

Niveau de puissance de sortie à sélectionner

3 niveaux

Massages mécaniques

appliqué par le déplacement des électrodes RF

Vitesse

50-100 TPM

Sondes de température

Le chauffage RF est automatiquement désactivé lorsque la peau atteint la température de 40°C (104°F). Le chauffage est réactivé lorsque celle-ci redescend.

Zones de traitement

~2.2cm² / 0.34in²

Alimentation externe

Entrée 100-240VCA, 50-60Hz,
Sortie 9VCC, 1.5A

Dimensions et poids du dispositif

140g, 173mm x 56.8mm x 53.1mm
4.93Oz, 6.8in x 2.23in x 2.09in

Consigne de rangement

Rangement et conditions de transport

Température	-25°C à 70°C (-13°F à 158°F)
-------------	---------------------------------

Humidité	de 10% à 90% à 55°C/131°F
----------	------------------------------

Pression	Sans condensation
----------	----------------------

Conditions de fonctionnement

Température	5°C à 40°C (41°F à 104°F)
-------------	------------------------------

Humidité	de 20% à 80%
----------	--------------

Altitude maximale de fonctionnement	3,000 m.
-------------------------------------	----------

Étiquetage

Modèle: STG100

Alimentation: 9 V, 1,5 A,
100-240 VCA, 50-60 Hz



Double isolation



Consultez les consignes
d'utilisation



Déchet électrique et
électronique



Veuillez lire tous les
avertissements et mises en
garde avant toute utilisation



Protéger contre l'humidité



L'appareil ne doit pas être
utilisé près de l'eau ou dans
l'eau (par exemple, lavabo,
douche, baignoire) – risque
d'électrocution!



Nos produits et emballages
se recyclent, ne les jetez pas!



N'utilisez le
dispositif qu'avec
son alimentation
d'origine. Pour votre
sécurité, n'utilisez
pas d'adaptateur
d'alimentation CC qui
n'ait été approuvé
par le fabricant.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	45
Kontraindikationen	49
Warnungen	50
DRF™ (Dynamic Radio Frequency) Technologie Wie funktioniert's?	52
Bestimmungsmäßige Verwendung	53
Mögliche negative Auswirkungen	54
Beschreibung des Handgeräts	55
Beschreibung der Benutzeroberfläche	56
Gebrauchsanweisung	57
Vorversuch	57
Erste Schritte	58
Schritt 1: Bereiten Sie Ihre Haut vor	58
Schritt 2: Bedienung des Geräts	59
Empfohlene Behandlung	61
Gesichtspflege nach der Behandlung	63
Reinigung und Aufbewahrung	64
Fehlerbehebung	64
Entsorgung	65
Kundendienst	65
Gerätespezifikationen	66
Kennzeichnung	67



Lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, bevor Sie mit der ersten Behandlung beginnen. Wenn Sie weiterhin Zweifel haben, ob das Gerät für Sie sicher ist, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie niemals brennbare Flüssigkeiten wie etwa Alkohol (einschließlich Parfüms, Desinfektionsmittel oder andere Produkte, die Alkohol enthalten) oder Aceton, um die Haut eine Stunde vor der Verwendung von Sensilift zu reinigen, da dies zu Hautverbrennungen führen kann.
- Öffnen oder reparieren Sie das Gerät nicht, da Sie sonst gefährlichen

elektrischen Komponenten ausgesetzt sein könnten.

- Stellen Sie Sensilift nie in die Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten, da dies zu schweren Elektroschocks führen kann.
- Lassen Sie Sensilift nicht unbeaufsichtigt, während es an Strom angeschlossen ist, da dies zu Stromschlägen führen kann.
- Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Das Gerät darf nicht von Personen unter 18 Jahren benutzt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung

durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Verwenden Sie Sensilift nur gemäß der Gebrauchsanweisung und dem für das Gerät vorgesehenen Verwendungszweck.
- Verwenden Sie Sensilift nicht, wenn Teile des Geräts fehlen, beschädigt oder locker sind, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn Sie Rauch sehen oder riechen oder wenn das Gerät feucht oder nass wird.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Verwendung sauber, trocken und unbeschädigt ist. **Reinigung und Aufbewahrung** finden Sie im Kapitel Reinigung.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, ohne vorher das Basis-Gel aufzutragen.
- Verwenden Sie das Basis-Gel nicht nach dem Verfallsdatum.

Hinweis: Das Basis-Gel ist nur zur äußerlichen Anwendung geeignet – vermeiden Sie direkten Kontakt mit den Augen. Sollte ein solcher Kontakt entstehen, spülen Sie die Augen sofort mit Wasser aus.

Kontraindikationen

Verwenden Sie Sensilift NICHT:

- Wenn Sie ein aktives Implantat wie einen Herzschrittmacher oder eine Insulinpumpe benutzen oder unter einer diagnostizierten schweren Herzerkrankung wie etwa Herzrhythmusstörungen leiden.
- Wenn Sie schwanger sind oder stillen.
- Wenn Sie unter schweren, unkontrollierten endokrinen und metabolischen Zuständen (wie etwa Diabetes und unkontrollierter Schilddrüsenerkrankung) leiden.
- Wenn Ihr Immunsystem kompromittiert ist oder Sie unter Autoimmunerkrankungen wie AIDS oder Lupus leiden oder Medikamente einnehmen, die das Immunsystem beeinflussen.
- Wenn Sie unter Blutgerinnungsstörungen oder übermäßigen Blutungen oder Blutergüssen oder unterbrochener Wundheilung leiden oder routinemäßig blutverdünnende Medikamente einnehmen.
- Wenn Sie in der Vergangenheit unter tiefer Venenthrombose gelitten haben.
- Wenn Sie in der Vergangenheit an Kollagenstörungen oder an einer Keloidnarbenbildung (Wachstum von extra Narbengewebe dort, wo die Haut nach einer Verletzung geheilt ist) gelitten haben.
- Wenn Sie an einer schweren Allgemeinerkrankung wie Hepatitis, Lebererkrankung oder Epilepsie leiden.
- Wenn Sie an empfindlicher oder beschädigter Haut leiden, wie zum Beispiel bei häufigen Rötungen oder Hautausschlägen, Entzündungen, Ausbrüchen (wie Psoriasis), Blasen, Wunden, Infektionen, Akne oder besonders trockener Haut.
- Wenn Sie unter verminderter oder

extrem empfindlicher Wahrnehmung von Temperaturschwankungen leiden.

- Wenn Sie in den letzten 6 Monaten Accutane eingenommen haben.
- Wenn Sie unter einer hitze-induzierten Krankheit oder unter einer aktiven Hautkrankheit (wie etwa Herpes, Ekzem, Hautausschlag usw.) im Behandlungsbereich leiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Hautkrebs haben oder an Hautstellen, die das Risiko einer Malignitätsbildung tragen oder falls Sie sich in den letzten 3 Monaten einer Strahlen- oder Chemotherapie unterzogen haben.

Warnungen

Verwenden Sie das Gerät NICHT:

- Wenn Sie dauerhafte Implantate im vorgesehenen Behandlungsbereich haben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Silikon oder injizierte chemische Materialien, Metallplatten oder andere Materialien aus Metall).
- Wenn Sie sich in den letzten 3 Monaten einer Operation (wie etwa einer Schönheits- oder Augenlidoperation) unterzogen oder andere ästhetische Injektionen von Füllstoffen (wie Hyaluronsäure, Kollagen, Fett oder Botulinumtoxin) im Behandlungsbereich erhalten haben.
- Wenn Sie in den letzten 3 Monaten ein professionelles chemisches Peeling (mit α -Hydroxysäuren (AHA)) wie Glycolsäure oder β -Hydroxysäuren (BHA) hatten oder wenn Sie eine professionelle Abreibung der Gesichtshaut (wie etwa Dermabrasion, Gesichtserneuerung oder

- tiefes chemisches Peeling (Phenol, Trichloressigsäure/ TCA) und/oder ablative Laserbehandlungen) hatten.
- Über Nasenlöchern, Lippen des Mundes, Ohren, Brust oder Genitalbereichen oder in dieser Bedienungsanleitung nicht empfohlenen Bereichen.
 - Über der Schilddrüse, da es zu unerwünschten Ereignissen kommen kann.
 - Über den Augenlidern, den Augen oder den Seiten der Augen (zu beiden Seiten Ihrer Nase), da dies zu Augenschäden führen kann.
 - Wenn Sie im Behandlungsbereich Metallgegenstände (wie Ohrringe, Schmuckstücke, Piercings) oder Tätowierungen oder dauerhaftes Make-up verwenden.
 - Bei Sonnenbrand, über dunkelbraunen oder schwarzen Stellen wie Sommersprossen, Geburtsmalen, im Bereich um die Brustwarzen oder Muttermalen und Hautbläschen im Behandlungsbereich.
 - Wenn Sie allergisch oder empfindlich auf Chrom, Nickel oder andere Komponenten des Basis-Gels reagieren.
 - Das Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, vorausgesetzt, dass sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
 - An stark behaarten Körperstellen, da es in diesen Bereichen zu Verbrennungen der Haare kommen kann.

Hinweis: Wenn Sie sich irgendwelchen anderen ästhetischen Behandlungen im vorgesehenen Behandlungsbereich unterzogen haben oder Sie Ihre Haut in den letzten 3 Monaten mit einem verschriebenen Medikament behandelt haben oder irgendwelche Zweifel hinsichtlich möglicher Nebenwirkungen bestehen, wenden Sie sich vor der Verwendung von Sensilift an Ihren Arzt.

DRF™ (Dynamic Radio Frequency) Technologie Wie funktioniert's?

Dieses Gerät bietet einen völlig neuen Ansatz für die nicht-invasive Hautverjüngung mit der Sensica-eigenen Dynamic RF-Technologie, welche die klinisch erprobte Radiofrequenz (RF), die häufig von Ärzten verwendet wird, mit fortschrittlicher Gesichtsmassage kombiniert.

Radiofrequenz (RF) ist eine Form von elektromagnetischer Energie, die Falten reduzieren, die Haut straffen und die Hautelastizität erneuern soll. Sie ist für alle Hauttöne geeignet, einfach anzuwenden und liefert spürbare, lang anhaltende Ergebnisse.

Die RF-Technologie wird seit vielen Jahren von Ärzten in Kliniken und hat sich als äußerst wirksam erwiesen. Das Gerät verfügt über zwei Elektroden, die die RF-Energie in die Haut abgeben, um Kollagenfasern zusammenzuziehen und die natürliche Produktion von Kollagen zu stimulieren,

welche mit zunehmendem Alter abnimmt. Bei richtiger Anwendung und Befolgung des **Empfohlenen Behandlungs** reduziert das Gerät das Auftreten von Falten, strafft die Haut und belebt die Elastizität. Sichtbare Ergebnisse sind bereits nach nur einer Behandlung möglich.



**Bitte lesen
Sie sich diese
Gebrauchsanweisung
sorgfältig durch, bevor
Sie die Behandlung mit
dem Gerät beginnen.**

Diesen Leitfaden
finden Sie auch unter
www.sensica.com

Bestimmungsmäßige Verwendung

Das Gerät ist bestimmt:

- Für Frauen und Männer, die Gesichtsfalten reduzieren, Gesichtshaut straffen und die Hautelastizität beleben wollen.
- Zur Verwendung auf Gesicht, Wangen, Lachfältchen, Krähenfüßchen, Stirn, Kinn, Kieferpartie und erlaubten Bereichen von Hals, Dekolleté und Händen.
- Zur Verwendung bei feinen bis moderaten Falten
- Zur Verwendung mit Basis-Gel. Dieses Gel wurde speziell für die Verwendung mit Sensica-RF-Geräten entwickelt und gewährleistet die angemessene Abgabe von RF-Energie. Dies liefert bestmögliche Ergebnisse, indem der Kontakt zwischen dem Gerät und der Haut verbessert wird, um die Hautleitfähigkeit zu verstärken.

Hinweis: Sensilift ist für die Verwendung durch nur einen Benutzer konzipiert.

Mögliche negative Auswirkungen


Wenn Sie das Gerät gemäß der Gebrauchsanweisung verwenden, treten negative Auswirkungen nur selten auf. Allerdings kann jede ästhetische Behandlung, einschließlich der Verwendung von Heimgeräten, ein gewisses Maß an negativen Auswirkungen verursachen (wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt).

Sollten negative Auswirkungen auftreten, beenden Sie die Verwendung des Geräts sofort und beraten Sie sich mit Ihrem Arzt, wenn dies erforderlich ist.

Geringe negative Auswirkungen sollten sich spontan innerhalb weniger Stunden auflösen.

Ausmaß negativer Auswirkungen	Häufigkeit negativer Auswirkungen	Negative Auswirkungen
Gering	Häufig	Lokaler Schmerz Hautreizung Hautrötung Hautempfindlichkeit Allergien oder Empfindlichkeit gegenüber dem Basis-Gel
Moderat	Selten	Leichte Hautverbrennungen Pigmentveränderungen Unverhältnismäßig starke Rötung und Schwellung durch Nesselausschlag Kapillarblutung (Purpura) oder Ekchymose Hämatome
Schwerwiegend	Sehr selten	Schwere Verbrennungen Infektion Hauthämatome Blasenbildung

Beschreibung des Handgeräts



Beschreibung der Benutzeroberfläche

1. **EIN / AUS und Energieauswahl Taste** - Durch Drücken der Taste (nachdem das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist) wird das Gerät auf Energielevel 1 eingeschaltet. Dies wird durch 1 leuchtendes Licht in der Energielevel-Anzeige angedeutet. Sobald das höchste Level erreicht ist, wird das Gerät durch erneutes Drücken der Taste ausgeschaltet. **Das Gerät wechselt in den Standby-Modus, wenn es 45 Sekunden lang unbeaufsichtigt bleibt.**
2. **Statusindikator**

Statusindikator	Blinkendes gelbes Licht	Das Gerät ist im Standby-Modus . Falls kein Licht leuchtet, prüfen Sie, ob das Stromkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.
	Grünes Dauerlicht	Das Gerät befindet sich im Behandlungsmodus . RF ist aktiviert, der Hautkontakt wird detektiert und die Behandlung ist im Gange.
	Abwechselnd blinkendes grünes und gelbes Licht	Das Gerät ist im Fehlermodus . Das Gerät erkannte eine Störung und verhindert die Aktivierung der RF und Massagefunktionen.
RF Energielevel-Auswahl Taste 	1-3 Energielevel-Leuchtanzeigen	Grünes Licht zeigt an, welches RF-Energielevel aktiviert wurde. Drücken Sie wiederholt die RF-Energielevel-Auswahl Taste, bis Sie das gewünschte Level erreichen: 1, 2, 3 oder aus.
Massagelevel-Auswahl Taste 	1-2 Massagelevel-Leuchtanzeigen	Grünes Licht zeigt an, welches RF-Energielevel aktiviert wurde. Drücken Sie wiederholt die Massagelevel-Auswahl Taste, bis Sie das gewünschte Level erreichen: 1, 2 oder aus.

Gebrauchsanweisung

Das Gerät ist für die Anwendung auf Wangen, nasolabialen "Lachfältchen", "Krähenfüßchen" (an Ihren Augen), Stirn, Kinn, erlaubten Bereichen des Halses und des Dekolletés sowie auf Händen bestimmt.

Was Sie erwarten können

Während der Reduktion ist Folgendes ganz normal:

- Wärmegefühl während durch die RF-Energie.
- Während und kurz nach jeder Behandlung ist die Haut leicht rot oder rosa gefärbt.

Vorversuch

Der Vorversuch soll die Reaktion Ihrer Haut auf die Behandlung bestimmen und Ihnen helfen, die für Sie angenehmsten Einstellungen für jeden Behandlungsbereich zu finden

Führen Sie einen Test für jeden geplanten Behandlungsbereich 48 Stunden vor der ersten vollständigen Behandlung durch.

- Bereiten Sie Ihre Haut vor wie im Folgenden unter

Schritt 1: Bereiten Sie Ihre Haut vor

beschrieben. Anweisungen zur Bedienung des Geräts finden Sie weiter

Schritt 2: Bedienung des Geräts.

- Tragen Sie vor Benutzung des Geräts eine, gleichmäßige Schicht des Basis-Gels auf die Behandlungsfläche auf.
- Beginnen Sie Ihren Test mit Energielevel 1 und Massage level 1 und führen Sie das Gerät in kleinen, kreisförmigen Bewegungen.
- Erhöhen Sie die Levels entsprechend Ihrem Komfortgefühl. Brechen Sie den Test ab, wenn Sie sich nicht wohl fühlen oder wenn Sie negative Auswirkungen bemerken.
- Führen Sie den Vorversuch für eine Gesamtdauer von ca. 3 Minuten durch.
- Warten Sie 48 Stunden und untersuchen Sie den getesteten Bereich.
- Wenn die Haut im getesteten Bereich normal aussieht und keine negativen Auswirkungen

vorliegen, können Sie eine vollständige Behandlung mit der höchsten von Ihnen getesteten und angenehm empfundenen Energiestufe durchführen.

Hinweis: Können Sie jedes für Sie angenehme RF-Energielevel auswählen. Das RF-Energielevel gibt die Rate an, gemäß der die Temperatur im Erwärmungsmodus ansteigt. Ein hohes RF-Energielevel ermöglicht Ihnen eine schnellere und gleichmäßigere Erwärmung. Sie können bei jedem RF-Energielevel maximale Ergebnisse erzielen, aber bei niedrigeren Werten dauert es länger, bis die wirksame Temperatur erreicht ist.



Erste Schritte

Schritt 1: Bereiten Sie Ihre Haut vor

1. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass Ihre Haut trocken, sauber und frei von topischen Produkten wie Feuchtigkeitscremes, Flüssigkeiten oder Fussel ist.
2. Entfernen Sie jeglichen Schmuck vom Behandlungsbereich und von Ihren Händen.
3. Verwenden Sie niemals brennbare Flüssigkeiten wie Alkohol (einschließlich Parfüms, Desinfektionsmittel oder andere Anwendungen, die Alkohol enthalten) oder Aceton, um die Haut eine Stunde vor Benutzung des Geräts zu reinigen, da dies zu einer Verbrennung der Haut führen kann.
4. Das Gerät ist auch für Männer geeignet. Allerdings sollten männliche Benutzer sicherstellen, dass ihre Haut vor der Behandlung sauber rasiert ist.

Schritt 2: Bedienung des Geräts

Hinweis: Vor der vollständigen Behandlung sollte ein Vorversuch durchgeführt werden. Siehe Abschnitt **Vorversuch** oben.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor Behandlungsbeginn trocken und unbeschädigt ist.
2. Tragen Sie eine, gleichmäßige Schicht des beigefügten Basis-Gels auf den ausgewählten Behandlungsbereich auf.
3. Stellen Sie das RF-Energielevel und die Massagegeschwindigkeit auf die Stufe ein, die Sie während des Vorversuchs ausgewählt hatten. Drücken Sie wiederholt die RF-Energielevel-Auswahltaste , bis Sie das gewünschte Level erreicht haben: 1, 2 oder 3. Drücken Sie wiederholt die Massagelevel-Auswahltaste , bis Sie das gewünschte Level erreicht haben: 1 oder 2.
4. Die Aktivierung der RF- oder Massagefunktionen kann unabhängig voneinander oder zusammen erfolgen. Beide Funktionen werden auf Level 1 aktiviert. Wählen Sie andere Levels auf der Grundlage des Vorversuchs aus.
5. Das Gerät ist mit 2 Sicherheitssensoren ausgestattet, die die Temperatur während der gesamten Behandlung im wirksamen und sicheren Bereich halten.

Hinweis: Das Gerät stoppt die Heizung, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist; die Heizung wird dann wieder aktiviert, wenn die Temperatur zu sinken beginnt.

6. Platzieren Sie die Behandlungsfinger auf den ausgewählten Behandlungsbereich und sorgen Sie während der gesamten Behandlung für einen vollständigen Kontakt der Elektroden mit Ihrer Haut. Das Gerät zeigt den richtigen Hautkontakt durch die grüne Statusanzeige





an. Wenn das Gerät nicht richtig platziert ist, wird die RF-Energie nicht abgegeben.







Hinweis: Das Gerät wechselt in den Standby-Modus, wenn es 45 Sekunden lang unbeaufsichtigt bleibt.

7. Wenn Sie nach ca. 10 Sekunden keine Wärmeempfindung verspüren, versuchen Sie, das Gerät über einer kleineren Behandlungsfläche zu bewegen und/oder die RF-Energie zu erhöhen.
8. Führen Sie das Gerät in langsamen, kreisförmigen Bewegungen über den Behandlungsbereich, während Sie einen permanenten, festen Kontakt mit der Haut aufrechterhalten.
9. Für Behandlungsbereiche, Behandlungsdauer und Behandlungsplan siehe Abschnitt **Empfohlenes Behandlungs**.
10. Wischen Sie nach Beendigung der Behandlung das restliche Gel von der behandelten Fläche ab.
11. Anleitungen für die Reinigung des Geräts finden Sie im Abschnitt **Reinigung und Aufbewahrung**.

Empfohlene Behandlung

- Positionieren Sie die Behandlungsfinger wie im Bild des ausgewählten Behandlungsbereichs gezeigt.
- Bewegen Sie das Gerät kontinuierlich wie für den ausgewählten Behandlungsbereich beschrieben.

Behandlungsbereiche	Empfohlene Behandlungszeit	Empfohlene Bewegung
Stirn 	10 Minuten	Auf und ab über den Stirnbereich
"Elf" 	5 Minuten	Kleinen, kreisförmigen Bewegungen oder auf und ab
"Krähenfüßchen" 	5 Minuten für jede Seite	Langsamen, kreisförmigen Bewegungen von einer Stelle zur nächsten
Wangen 	5 Minuten für jede Seite	Langsamen, kreisförmigen Bewegungen über den Wangenbereich

"Lachfältchen"		5 Minuten für jede Seite	Auf und ab über die "Lachfältchen"
Kinns		5 Minuten	Kontinuierlich von einer Seite des Kinns zuranderen
Kieferpartie		5 Minuten für jede Seite	Entlang der Kieferpartie kontinuierlich auf und ab
Halsbereichs		5 Minuten für jede Seite	Über dem Nackenberg auf und ab
Ausschnitt		5 Minuten für jede Teilfläche von 4 cm ²	Langsamen kreisende Bewegungen am Ausschnitt
Hände		5 Minuten für jede Teilfläche von 4 cm ²	Langsamen kreisende Bewegungen auf der Hand



Vorsicht: Vermeiden Sie Kontakt mit den Augen und Augenhöhlen, da die Behandlung in diesen Bereichen negative Auswirkungen haben kann.



Vorsicht: Vermeiden Sie die Behandlung im unteren Drittel des Halses, da dieser Bereich empfindlicher ist, und vermeiden Sie die Behandlung des Schilddrüsenbereichs (gekennzeichnet mit)

- Für lang anhaltende Ergebnisse verwenden Sie das Gerät einmal pro Woche für jeden Behandlungsbereich für einen Zeitraum von 8 Wochen.
- Das Ansprechen auf die Behandlung ist individuell unterschiedlich und hängt von umweltbedingten und biologischen Faktoren, Vererbung und Alter ab.
- Für optimale Langzeitresultate können Sie Behandlungen bei Bedarf alle 4-8 Wochen wiederholen.
- Wir empfehlen Ihnen, zusätzlich die Anti-Aging-Creme von Sensica zu verwenden, um die Wirksamkeit der Behandlung zu erhöhen und dauerhafte Ergebnisse zu erzielen (erhältlich unter www.sensica.com).
- Tragen Sie Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor (mindestens 30 LSF) auf und schützen Sie die behandelte Stelle nach der Behandlung zwei Wochen lang vor Sonnenlicht.
- Vermeiden Sie nach der Behandlung die Verwendung von heißem Wasser im Gesicht und stellen Sie die Verwendung von abrasiven oder rauen Produkten für zwei Tage ein.
- Make-up kann sofort nach der Behandlung aufgetragen werden.

Gesichtspflege nach der Behandlung

Reinigung und Aufbewahrung

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät vor der Reinigung ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Es wird empfohlen, das Gerät, insbesondere die Behandlungsfinger, die Temperatursensoren und die Silikonhülle, mit einem weichen, feuchten Tuch oder Papiertuch von Resten des Basis-Gels zu reinigen.



Spülen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser ab, da dies zu Fehlfunktionen des Geräts führen kann.

- Halten Sie das Gerät trocken. Platzieren, lagern oder benutzen Sie Ihr Gerät niemals in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen wasserhaltigen Behältern auf, da dies zu Stromschlägen führen kann.

Fehlerbehebung

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, beachten Sie bitte die nachstehenden Hinweise, um Lösungen zu finden:

- Wenn Sie das Gerät nicht einschalten können:
 1. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel ordnungsgemäß an die Steckdose und an die Gerätebuchse angeschlossen ist.
 2. Stellen Sie sicher, dass der Netzanschluss mit Strom versorgt wird.
- Wenn Sie keine Wärme spüren:
 1. Vergewissern Sie sich, dass ein vollständiger Hautkontakt besteht (durch ein grünes Licht angezeigt).
 2. Vergewissern Sie sich, dass Sie genug Basisgel aufgetragen haben.
 3. Denken Sie daran, dass das Gerät auf Ihre Haut reagiert und die Wärme aus Sicherheitsgründen vorübergehend reduziert werden kann.

Siehe Tabelle der Statusanzeigen im Abschnitt **Beschreibung der Benutzeroberfläche**.

- Wenn Schmutz oder Ablagerungen an den Behandlungsfingern haften, sollten Sie diese wie im Abschnitt **Reinigung und Aufbewahrung** beschrieben reinigen. Wenn Sie den Bereich nicht sauber bekommen, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
- Im Fall eines allgemeinen Fehlers setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie das Netzkabel aus der Steckdose an der Wand ziehen, 10 Sekunden warten und es dann wieder anschließen.

Wenn Sie trotzdem noch Probleme mit Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.



Entsorgung

Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über

entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte EG-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.

Kundendienst

Wenn Ihr Gerät defekt ist oder nicht mehr funktioniert oder Sie weitere Hilfe/Informationen benötigen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Sie können uns auch kontaktieren, um zusätzliches Basis-Gel zu bestellen, oder es online bei sensica.com kaufen.

Die Kontaktdaten des Kundendienstes finden Sie auf der hinteren Umschlaginnenseite.

Gerätespezifikationen

Das RF-Handgerät wird mit einer multipolaren RF von 10 ± 0.5 Watt betrieben

Frequenz

1 ± 0.05 MHz

Wählbare Ausgangsleistung

3 Levels

Mechanische Massage

Durch Bewegen der RF-Elektroden

Geschwindigkeit

50–100 U/min

Temperatursensoren

Die RF-Erwärmung wird automatisch deaktiviert, wenn die Hauttemperatur 40°C (104°F) erreicht. Die Erwärmung wird reaktiviert, wenn die Temperatur abnimmt.

Behandlungsbereich

$\sim 2.2\text{cm}^2 / 0.34\text{in}^2$

Externe Stromversorgung

Eingang 100–240 VAC, 50–60 Hz,
Ausgang 9 VDC, 1.5A

Gerätedimensionen

140g, 173mm x 56.8mm x 53.1mm
4.93oz, 6.8in x 2.23in x 2.09in

Anleitung für die Lagerung

Lager- und Transportbedingungen

Temperatur	$-25^\circ\text{C} - 70^\circ\text{C}$ ($-13^\circ\text{F} - 158^\circ\text{F}$)
Luftfeuchtigkeit	10% - 90% RH bei 55°C (131°F)
Druck	Nicht kondensierend

Betriebsbedingungen

Temperatur	$5^\circ\text{C} - 40^\circ\text{C}$ ($41^\circ\text{F} - 104^\circ\text{F}$)
Luftfeuchtigkeit	20% - 80% RH
Maximale Betriebshöhe	3,000 m.

Kennzeichnung

Modell: STG100

Leistung: 9 V, 1,5 A,
100-240 VAC, 50-60 Hz



Doppelisolierung



Konsultieren Sie die
Gebrauchsanweisung



Abfallentsorgung von Elektro-
und Elektronikaltgeräten



Bitte lesen Sie alle Warnungen
und Sicherheitsmaßnahmen
vor der Verwendung



Vor Nässe schützen



Das Gerät darf nicht in der
Nähe von Wasser oder im
Wasser (z. B. Waschbecken,
Dusche, Badewanne)
verwendet werden –
Stromschlaggefahr!



Unsere Produkte und
Verpackungen sind
wiederverwertbar, werfen Sie
sie nicht weg!



Verwenden Sie das
Gerät nur mit Original-
Netzteil. Verwenden
Sie zu Ihrer Sicherheit
niemals DC-Adapter,
die nicht vom Hersteller
zugelassen sind.

Sommario

Precauzioni	69
Controindicazioni	73
Avvertenze	74
La tecnologia DRF™ (Radiofrequenza dinamica) - come funziona?	75
Uso previsto	76
Possibili effetti indesiderati	77
Descrizione del dispositivo	78
Interfaccia utente	79
Istruzioni per l'uso	80
Test preliminare	80
Iniziare ad usare	81
Passaggio 1: Prepara la cute	81
Passaggio 2: Funzionamento del dispositivo	81
Tattamento raccomandato	83
Cura del viso post trattamento	85
Pulizia e conservazione	86
Risoluzione dei problemi	86
Smaltimento	87
Servizio clienti	87
Specifiche tecniche	88
Etichettatura	89



Leggi attentamente le informazioni qui sotto prima di iniziare il primo trattamento.

Se hai ancora dei dubbi o non sei sicuro di poterlo utilizzare, consulta il tuo medico personale.

Precauzioni

- Non usare mai liquidi infiammabili, come alcool (compresi profumi, disinfettanti o altri prodotti contenenti alcool) o acetone, per pulire la pelle un'ora prima di utilizzare Sensilift, in quanto potrebbero bruciare la pelle.
- Non tentare di aprire o riparare il dispositivo in quanto potresti esporti a pericolosi componenti elettrici.
- Non posizionare, conservare o utilizzare Sensilift vicino a vasche

da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua, in quanto potrebbe causare gravi danni da propagazione di elettricità.

- Non lasciare Sensilift incustodito quando collegato alla corrente elettrica in quanto può causare elettrocuzione.
- Tenere fuori della portata di bambini ed animali domestici.
- Non deve essere utilizzato da persone sotto i 18 anni di età.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non deve essere eseguita da bambini senza sorveglianza.

- Utilizzare Sensilift esclusivamente in conformità alle Istruzioni d'utilizzo e per l'uso previsto.
- Non usare il dispositivo se una qualsiasi parte del dispositivo è mancante, danneggiata o persa, se il dispositivo non funziona correttamente, se si sente odore o si vede fumo, oppure se il dispositivo diventa umido o bagnato.
- Assicurarsi che il dispositivo sia pulito, asciutto e intatto prima di ogni utilizzo. Le istruzioni per la pulizia del dispositivo sono elencate in modo dettagliato nel paragrafo **Pulizia e conservazione**.
- Non utilizzare Sensilift senza prima aver applicato il Base Gel.

- Non utilizzare il Base Gel dopo la sua data di scadenza.

Nota: Il Base Gel è solo per uso esterno. Evitare il contatto diretto con gli occhi. Nel caso di contatto accidentale, lavare immediatamente gli occhi con acqua.

Controindicazioni

NON utilizzare il dispositivo:

- Se si dispone di un impianto elettromedicale, ad esempio un pacemaker, una pompa insulinica o se si soffre di gravi disturbi cardiaci, come un'aritmia.
- In caso di gravidanza o durante l'allattamento.
- Se si soffre di gravi malattie metaboliche o endocrine, come diabete o malattie della tiroide non sotto controllo medico.
- In caso di sistema immunitario compromesso, se si soffre di una malattia autoimmune, come AIDS, Lupus o se si assumono farmaci esercitanti un effetto sul sistema immunitario.
- In caso di coagulopatie del sangue, eccessivo sanguinamento, ematomi o in caso di compromessa cicatrizzazione delle ferite o se si assumono regolarmente farmaci anticoagulanti.
- Se si soffre di una trombosi venosa profonda pregressa.
- In caso di problemi pregressi connessi al collagene o se si è soggetti alla formazione di cicatrici cheloidi (eccessiva crescita di tessuto cicatriziale nel luogo di guarigione della pelle in seguito a una lesione).
- In caso di malattie gravi generalizzate, come epatite, malattie del fegato o epilessia.
- Se si ha la pelle sensibile o rovinata, se soggetti ad arrossamenti o eruzioni cutanee frequenti (es. psoriasi), infiammazioni, acne, infezioni o pelle estremamente secca.
- Se si possiede una ridotta o eccessiva percezione delle variazioni di temperatura.
- Se hai preso Accutane negli ultimi 6 mesi.
- Se si soffre di malattie da calore o si è soggetti a malattie della pelle nell'area di trattamento (es. herpes, eczema, eruzioni cutanee, ecc.).
- Nel caso di tumore della pelle, o su aree a rischio

di tumori maligni, o se si è riduci da chemioterapia o radiazioni da meno di 3 mesi.

Avvertenze

NON utilizzare il dispositivo:

- Se si hanno impianti permanenti nell'area di trattamento (inclusi, ma non limitati a silicone, materiali chimici iniettati sottocute, lastre e altri materiali metallici).
- In caso di intervento di chirurgia plastica, come lifting facciale o chirurgia palpebrale, o se ci si è sottoposti a iniezioni estetiche con sostanze riempitive, come acido ialuronico, collagene, grassi o tossine botuliniche) nell'area di trattamento designata negli ultimi tre mesi.
- In caso di peeling chimico professionale eseguito negli ultimi tre mesi con acidi AHA a base di acido glicolico, β idrossiacidi BHA, oppure se si ha subito un'abrasione facciale professionale (come la dermoabrasione, il resurfacing del viso o il peeling chimico profondo a base di fenolo, acido tricloracetico TCA, e/o trattamenti laser abitativi) negli ultimi 3 mesi.
- Su narici, labbra, orecchie, capezzoli e aree genitali o altre aree non raccomandate in questo manuale d'uso.
- Sulla tiroide poiché potrebbe causare reazioni avverse.
- Sulle palpebre, gli occhi o i lati dell'occhio a prossimità del naso, poiché può causare danni agli occhi.
- Su qualunque oggetto metallico (es. gioielli o piercing) o su tatuaggi o trucco permanente presenti nelle aree di trattamento designate.
- Su scottature, macchie di colore marrone scuro o nere, come lentiggini e voglie, intorno ai capezzoli, su nei o vesciche presenti nell'area di trattamento.
- Se si è allergici o sensibili a cromo, nichel o a qualsiasi componente del Base Gel.

- Il dispositivo può essere usato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza a condizione che siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni all'uso sicuro del dispositivo e che capiscano i pericoli che questo comporta.
- Non utilizzare Sensilift su aree pilifere del corpo, in quanto questo può provocarne la bruciatura.

Nota: Se si è sottoposti a qualsiasi procedura estetica nell'area di trattamento designata, se si è trattata la pelle con un farmaco prescritto negli ultimi 3 mesi o se si hanno dubbi su potenziali effetti collaterali, consultare il proprio medico prima di usare Sensilift.

La tecnologia DRF™ (Radiofrequenza dinamica) - come funziona?

Questo dispositivo offre un approccio innovativo e non invasivo al ringiovanimento della pelle, sfruttando la tecnologia Dynamic RF, brevettata da Sensica, che unisce la RF (radiofrequenza), clinicamente testata e comunemente utilizzata in campo medico, al massaggio del viso.

La radiofrequenza (RF) è una forma di energia elettromagnetica, in grado di ridurre le rughe, rassodare la pelle e rigenerare l'elasticità della pelle. Adatto a qualunque tonalità della cute, è facile da usare e offre risultati visibili e duraturi.

La tecnologia RF, utilizzata da diversi anni in clinica e centri estetici, garantisce un elevato livello di efficacia. Il dispositivo possiede due elettrodi capaci di erogare l'energia RF attraverso gli strati della pelle per contrarre le fibre di collagene e stimolarne la sua produzione

naturale, che diminuisce con l'avanzare dell'età. Se usato correttamente e secondo il **Trattamento Raccomandato**, il dispositivo contrasta la comparsa delle rughe, rassoda la pelle e ne rigenera l'elasticità. I risultati sono visibili già dopo il primo trattamento.



Leggi attentamente il Manuale dell'utente prima di iniziare ad usare il dispositivo.

Il manuale dell'utente e' consultabile anche sul nostro sito www.sensica.com

Uso previsto

Il dispositivo è destinato:

- A uomini e donne che desiderano ridurre le rughe del viso, rassodare la pelle e rigenerare l'elasticità cutanea.
- A viso, guance, rughe d'espressione, zampe di gallina, fronte, mento, mascelle, specifiche aree del collo, décolleté e mani.
- A rughe lievi e mediamente profonde.
- A essere utilizzato con il Base Gel. Questo gel è appositamente realizzato per funzionare con i dispositivi Sensica a RF e garantisce una corretta erogazione di energia RF. L'utilizzo corretto garantisce i migliori risultati possibili aumentando il contatto tra il dispositivo e la pelle per ottimizzare la conduttività della pelle.

Nota: Sensilift e' progettato per essere utilizzato da un singolo utente.

Possibili effetti indesiderati


Quando si utilizza il dispositivo seguendone le Istruzioni d'utilizzo, gli effetti indesiderati sono rari. Tuttavia, qualunque procedura estetica, anche l'utilizzo di dispositivi per uso domestico, potrebbe provocare qualche effetto indesiderato (come elencato nella tabella seguente).

In caso di comparsa di effetti indesiderati, smetti di usare il dispositivo e consulta il tuo medico se necessario.

Gli effetti indesiderati lievi dovrebbero scomparire spontaneamente in poche ore.

Gravità degli effetti indesiderati	Frequenza degli effetti indesiderati	Effetti indesiderati
Lieve	Frequente	Dolore localizzato Irritazione della pelle Arrossamento cutaneo Ipersensibilità Allergie o sensibilità al Base Gel
Moderata	Rara	Lievi ustioni della pelle Cambiamenti nella pigmentazione Eccessivo arrossamento e gonfiore Orticaria, porpora o ecchimosi Ematomi
Grave	Estremamente rara	Gravi ustioni Infezioni Lividi Vesciche



Descrizione del dispositivo



Interfaccia utente

1. **Pulsante ON/OFF e di selezione dell'intensità** – Premendo leggermente il tasto (dopo che il dispositivo è stato collegato all'alimentatore) si accende il dispositivo all'intensità 1, indicata dalla spia luminosa 1 sul display dell'intensità. Quando raggiunge l'intensità più elevata, un'altra leggera pressione spegnerà il dispositivo. **Il dispositivo passa in standby se lasciato incustodito per 45 secondi.**

2. Indicatori di stato

Indicatore di stato	Spia gialla lampeggiante	Il dispositivo è in standby . In caso la spia non si accenda, assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.
	Spia verde fissa	Il dispositivo è in funzione . La RF è attiva, viene rilevato il contatto cutaneo e il trattamento è in corso.
	Spia verde e gialla lampeggiante	Il dispositivo segnala un problema . Il dispositivo ha rilevato un malfunzionamento e impedisce l'attivazione delle funzioni di RF e massaggio.
Tasto per la selezione dell'intensità elettromagnetica 	Spie 1-3 indicanti l'intensità RF	La spia verde indica quale livello di intensità elettromagnetica è stato attivato. Tasta il pulsante per la selezione dell'intensità RF più volte, fino al raggiungimento dell'intensità desiderata: 1, 2, 3 o spenta.
Tasto per la selezione dell'intensità del massaggio 	Spie 1-2 indicanti l'intensità del massaggio	La spia verde indica quale livello di intensità elettromagnetica è stato attivato. Tasta il pulsante per la selezione dell'intensità del massaggio più volte, fino al raggiungimento dell'intensità desiderata: 1, 2, o spenta.

Istruzioni per l'uso

Il dispositivo può essere utilizzato su guance, rughe d'espressione naso-labiali, zampe di gallina e contorno occhi, fronte, mento, aree consentite del collo, décolleté e mani.

Cosa aspettarsi

Durante il trattamento è normale provare:

- Sensazioni di calore prodotte dall'energia elettromagnetica del trattamento.
- Alcuni leggeri arrossamenti o colorazioni rosacee della cute durante e subito dopo ogni trattamento.

Test preliminare

Il test preliminare ha lo scopo di determinare la reazione della pelle al trattamento e permettere l'individuazione delle migliori impostazioni per ciascuna area di trattamento.

Esegui un test preliminare su ogni area che intendi trattare 48 ore prima del trattamento completo.

- Prepara la pelle come descritto di seguito al **Passaggio 1: Prepara la cute**. Le istruzioni

sul funzionamento del dispositivo sono disponibili di seguito al **Passaggio 2: Funzionamento del dispositivo**.

- Prima di utilizzare il dispositivo, applica uno strato uniforme di Base Gel sull'area di trattamento.
- Inizia il test ad intensità 1 e massaggio 1 e sposta il dispositivo con lenti movimenti circolari.
- Aumenta l'intensità a piacimento. Interrompi il test se si avverte disagio, o effetti indesiderati.
- Esegui il test preliminare per tre minuti circa.
- Attendi 48 ore ed esamina l'area testata.
- Se la pelle nell'area testata appare normale e non sono presenti effetti indesiderati, puoi procedere con un trattamento completo all'intensità più confortevole che hai testato.

Nota: Selezionare l'intensità RF più confortevole. L'indicatore d'intensità elettromagnetica indica la velocità di aumento della temperatura in fase di riscaldamento. Un'elevata intensità elettromagnetica consente un riscaldamento

più rapido ed equilibrato. È possibile ottenere ottimi risultati a qualunque intensità elettromagnetica, ma a intensità ridotte sarà necessario più tempo per raggiungere la temperatura desiderata.

Iniziare ad usare



Passaggio 1: Prepara la cute

1. Prima dell'uso, assicurati che la pelle sia asciutta, pulita e libera da qualsiasi applicazione di prodotti topici, come creme idratanti, liquidi o pelucchi.
2. Rimuovere tutti i gioielli dall'area del trattamento e dalle mani.
3. Non usare liquidi infiammabili, come alcool (compresi profumi, disinfettanti o altri prodotti contenenti alcool) o acetone, sulla pelle un'ora prima di utilizzare il dispositivo, in quanto potrebbero bruciare la pelle.
4. Il dispositivo può essere utilizzato da ambo i sessi. Tuttavia, gli utenti di sesso

maschile dovrebbero assicurarsi di avere la pelle rasata prima del trattamento.

Passaggio 2: Funzionamento del dispositivo

Nota: È consigliabile condurre un test preliminare distinto per ogni area che si intende trattare prima di procedere ad un trattamento completo in tale area. Vedi il precedente paragrafo **Test preliminare**.

1. Assicurati che il dispositivo sia pulito, asciutto e intatto prima di utilizzarlo.
2. Applica uno strato uniforme di Base Gel, sull'area da trattare.
3. Imposta l'intensità elettromagnetica (RF) e la velocità di massaggio precedentemente selezionate durante il test preliminare. Premi il tasto per la selezione dell'intensità elettromagnetica  più volte, fino a raggiungere l'intensità desiderata: 1, 2, o 3. Premi il tasto per la selezione dell'intensità del massaggio  più

volte, fino a raggiungere l'intensità desiderata: 1 o 2.

4. L'attivazione della funzione elettromagnetica (RF) o di massaggio può essere effettuata indipendentemente o contemporaneamente. Entrambe le funzioni saranno attivate al livello 1. Seleziona diverse intensità basandoti sul test preliminare.
5. Il dispositivo è dotato di due sensori di sicurezza che mantengono la temperatura ad un livello efficace e sicuro per tutta la durata del trattamento.

Nota: Il dispositivo interrompe il riscaldamento quando viene raggiunta la temperatura desiderata; il riscaldamento è poi riattivato quando la temperatura comincia a scendere.

6. Posiziona le testine massaggianti sull'area desiderata, assicurandoti di mantenerle a contatto completo con la pelle per tutta la durata del trattamento. Sensilift indicherà il posizionamento corretto del dispositivo

attraverso la spia verde. Se Sensilift non è posizionato correttamente, l'energia elettromagnetica non sarà emessa.







Nota: Il dispositivo passa in standby se lasciato incustodito per 45 secondi.

7. Se non avverti sensazioni di calore, dopo circa dieci secondi, prova a spostare Sensilift su un'area di trattamento più piccola, e/o ad aumentare l'intensità elettromagnetica.
8. Sposta il dispositivo sull'area trattata con movimenti lenti circolari, o avanti e indietro, ma sempre mantenendo un saldo contatto con la pelle.
9. Consulta le aree, la durata e il programma di trattamento al paragrafo **Trattamento Raccomandato**.
10. Dopo aver terminato il trattamento, rimuovi il restante Base Gel dalla zona trattata.
11. Le istruzioni di pulitura pre- e post-trattamento sono descritte al paragrafo **Pulizia e conservazione**.

Trattamento raccomandato

- Posizionare le dita di trattamento come mostrato nell'immagine dell'area di trattamento scelta.
- Spostare continuamente il dispositivo come indicato per l'area di trattamento scelta.


Aree di trattamento	Tempo di trattamento raccomandato	Movimento raccomandato
Fronte 	10 minuti	Lenti movimenti dall'alto verso il basso
Tra gli occhi "Graffi di leone" 	5 minuti	Piccoli movimenti circolari o dall'alto verso il basso
"Zampe di gallina" 	5 minuti per lato	Lenti e continui movimenti laterali e circolari
Guance 	5 minuti per lato	Lenti e continui movimenti circolari

Linee d'espressione naso-labiali		5 minuti per lato	Lenti movimenti dall'alto verso il basso
Mento		5 minuti	Piccoli movimenti circolari o dall'alto verso il basso
Mascella		5 minuti per lato	Lenti movimenti dall'alto verso il basso lungo la mascella
Collo		5 minuti per lato	Lenti movimenti dall'alto verso il basso
Décolleté		5 minuti per ogni sotto-area di 4cm ²	Lenti movimenti circolari sul décolleté
Mani		5 minuti per ogni sotto-area di 4cm ²	Lenti movimenti circolari sulle mani



Precauzioni: Evita il contatto con gli occhi e la cavità oculare, poiché il trattamento di queste aree può provocare effetti indesiderati.



Precauzioni: Evita il trattamento della terza parte inferiore del collo, poiché questa zona è più sensibile, e il trattamento dell'area della tiroide (contrassegnata con .

- Per risultati duraturi, utilizza il dispositivo una volta a settimana su tutte le zone che desideri trattare per almeno 8 settimane.
- La risposta al trattamento è differente da individuo a individuo e dipende da fattori ambientali, biologici, ereditari e d'invecchiamento.
- Per mantenere risultati ottimali a lungo termine, effettua, se necessario, trattamenti di mantenimento ogni 4-8 settimane.

Cura del viso post trattamento

- Consigliamo di utilizzare anche la crema anti-invecchiamento Sensica per aumentare l'efficacia del trattamento e garantire risultati duraturi (disponibile per l'acquisto su www.sensica.com).
- Applica un alto fattore di protezione solare (almeno 30 SPF) e proteggi la zona trattata dalla luce solare per due settimane dopo il trattamento.
- Dopo il trattamento, evita l'utilizzo di acqua calda sul viso e interrompi l'utilizzo di prodotti abrasivi o aggressivi per due giorni.
- Il maquillage può essere applicato immediatamente dopo il trattamento.

Pulizia e conservazione

- Assicurati di spegnere e scollegare il dispositivo prima di pulirlo.
- Si consiglia di pulire il dispositivo, in particolare le testine massaggianti, i sensori di temperatura e il rivestimento in silicone, dai residui di Base Gel con un panno morbido o una salvietta umida.



Non risciacquare il dispositivo sotto l'acqua corrente, in quanto potrebbe causare un malfunzionamento del dispositivo.

- Tieni il dispositivo all'asciutto. Non posizionare o conservare il dispositivo vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua, in quanto potrebbe causare gravi danni da propagazione di elettricità.

Risoluzione dei problemi

In caso si riscontrassero problemi con il dispositivo si prega di fare riferimento alle informazioni elencate di seguito per risolverli:

- Se il dispositivo non si accende:
 1. Assicurarti che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente nella presa elettrica e nella presa di alimentazione del dispositivo.
 2. Assicurarti che la presa sia alimentata.
- Se non senti il calore:
 1. Verifica che ci sia un contatto completo con la pelle (indicato da una luce verde).
 2. Verifica di avere applicato una quantità sufficiente di Base Gel.
 3. Ricorda che il dispositivo reagisce alla tua pelle e può ridurre temporaneamente il calore per motivi di sicurezza.

Vedi la tabella degli indicatori dello stato nella sezione

Descrizione dell'Interfaccia Utente.

- In caso di sporco o residui sulle testine massaggianti, segui le istruzioni di pulitura indicate al paragrafo **Pulizia e conservazione**. Se non è possibile pulire l'area, contatta il Servizio clienti.
- In caso di errore generico, resetta il dispositivo scollegando il cavo di alimentazione dalla presa elettrica a muro. Attendi dieci secondi e ricollegalo.

Se hai ancora problemi con il dispositivo, contatta il nostro Servizio clienti.



Smaltimento

Per motivi ecologici, l'apparecchio non deve essere smaltito tra i normali rifiuti quando viene buttato via. Lo smaltimento deve essere effettuato negli appositi centri di raccolta. Smaltire l'apparecchio secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per

eventuali chiarimenti, rivolgersi alle autorità comunali competenti per lo smaltimento.

Servizio clienti

Se il dispositivo si rompe, smette di funzionare o hai bisogno di ulteriore assistenza, contattaci. Puoi anche contattarci per ordinare o acquistarlo direttamente online sul sito [sensica.com](https://www.sensica.com).

Per assistenza clienti, vedere i dati di contatto sulla retrocopertina interna.

Specifiche tecniche

Il dispositivo palmare RF è alimentato da una RF bipolare a 10 ± 0.5 Watt

Frequenza

1 ± 0.05 MHz

Livelli di energia in uscita selezionabili

3

Massaggio meccanico

attuato spostando gli elettrodi RF

Velocità

50-100 RPM

Sensori di temperatura

Il riscaldamento elettromagnetico si disattiva automaticamente quando la temperatura della pelle raggiunge 40°C (104°F). Il riscaldamento si riattiva quando la temperatura diminuisce.

Area di trattamento

$\sim 2.2\text{cm}^2 / 0.34\text{ in}^2$

Alimentatore esterno

Ingresso 100-240 VCA, 50-60 Hz,
Uscita 9 VDC, 1.5 A

Dimensione e peso del dispositivo

140gr, 173mm x 56.8mm x 53.1mm
4.93oz, 6.8in x 2.23in x 2.09in

Conservazione

Condizioni di conservazione e trasporto

Temperatura	Da -25°C a 70°C (Da -13°F a 158°F)
Umidità	Dal 10% a 90% UR a $55^{\circ}\text{C} / 131^{\circ}\text{F}$
Pressione	Non condensata

Condizioni di funzionamento

Temperatura	Da 5°C a 40°C (Da 41°F a 104°F)
Umidità	Dal 20% all 80% UR
Altitudine max. di funzionamento	3,000 m.

Etichettatura

Modello: STG100

Alimentazione: 9 V, 1,5 A,
100-240 VCA, 50-60 Hz



Doppio isolamento



Consultare le Istruzioni
d'utilizzo



Smaltimento
apparecchiature elettriche
ed elettroniche



Leggere tutte le avvertenze
e le precauzioni di sicurezza
prima dell'utilizzo



Proteggere dall'umidità



L'apparecchio non può
essere usato nelle vicinanze
di acqua né immerso
nell'acqua (ad esempio nel
lavandino, nella doccia o
nella vasca) – pericolo di
scossa elettrica!



I nostri prodotti e confezioni
sono riciclabili, non gettarli
via!



Utilizzare il dispositivo
esclusivamente
con l'alimentatore
originale esterno. Per
la tua sicurezza, non
usare mai adattatori
DC non approvati
dal costruttore.

Índice de contenidos

Precauciones	91
Contraindicaciones	94
Advertencias	95
Tecnología DRF™ (radiofrecuencia dinámica) ¿Cómo funciona?	96
Uso previsto	97
Posibles efectos secundarios	98
Descripción del dispositivo manual	99
Descripción de la interfaz de usuario	100
Instrucciones para el Usuario	101
Prueba preliminar	101
Sobre los Primeros pasos	102
Paso 1: Prepare su piel	102
Paso 2: Funcionamiento del dispositivo	103
Tratamiento recomendado	105
Cuidados después del tratamiento facial	107
Limpieza y almacenamiento	108
Solución de problemas	108
Eliminación	109
Servicio de atención al cliente	109
Parámetros de las especificaciones del dispositivo	110
Etiquetado	111



Lea detenidamente la siguiente información antes de iniciar su primer tratamiento.

Si aún tiene dudas o no está seguro de que el dispositivo sea seguro para su uso, consulte a su médico.

Precauciones

- No utilice nunca líquidos inflamables como alcohol (incluidos los perfumes, desinfectantes y otros productos que contengan alcohol) ni acetona para limpiar la piel una hora antes de usar Sensilift, pues puede causar quemaduras en la piel.
- No abra ni repare el dispositivo pues puede quedar expuesto a componentes eléctricos peligrosos.
- No sitúe, guarde ni use Sensilift cerca de la bañera, ducha, lavabos u otros

contenedores de agua pues puede electrocutarse.

- No deje el dispositivo solo cuando esté enchufado pues puede haber riesgo de electrocución.
- Manténgalo lejos del alcance de niños y mascotas.
- No debe ser utilizado por personas menores de 18 años.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión de adultos.
- Utilice Sensilift únicamente de acuerdo con este Manual de instrucciones y para el uso previsto.
- No utilice el dispositivo si falta, está deteriorado o se ha perdido alguno

de los componentes del mismo o si no funciona adecuadamente, si ve humo o lo huele o si el dispositivo está húmedo o se ha mojado.

- Antes de usarlo, asegúrese de que el dispositivo está limpio, seco e intacto. Las instrucciones de limpieza se detallan en la siguiente sección de **Limpieza y almacenamiento**.
- No utilice el dispositivo sin usar antes el Base Gel.
- No utilice el Base Gel después de la fecha de caducidad.

Nota: El Base Gel es solo para uso externo, evite ponerlo en contacto con los ojos. Si esto ocurriera, limpie los ojos con agua de inmediato.

Contraindicaciones

NO utilice el dispositivo:

- Si tiene un implante permanente, como marcapasos o bomba de insulina o si tiene alguna cardiopatía severa, como arritmia.
- Si está embarazada o en periodo de lactancia.
- Si padece una enfermedad endocrina o metabólica (como diabetes o una enfermedad tiroidea no controlada).
- Si su sistema inmunitario está debilitado, si tiene trastornos autoinmunes como SIDA o lupus o si usa medicamentos que influyan en su sistema inmunológico.
- Si padece coagulopatía o hemorragias o excesivos hematomas o mala cicatrización de las heridas o si toma habitualmente medicamentos anticoagulantes.
- Si tiene antecedentes de trombosis venosa profunda.
- Si tiene antecedentes de trastornos de colágeno o se le producen cicatrices queloides (crecimiento del tejido cicatrizal después de una herida).
- Si padece una enfermedad generalizada grave, como hepatitis, enfermedad renal o epilepsia.
- Si tiene la piel sensible o dañada, como en los casos de enrojecimiento o sarpullidos frecuentes, inflamaciones, erupciones (como soriasis), ampollas, llagas infecciones, acné, o piel muy seca.
- Si tiene una percepción reducida o exagerada de los cambios de temperatura.
- Si ha estado tomando Accutane en los últimos 6 meses.
- Si padece una enfermedad inducida por el calor o una enfermedad activa en la piel (herpes, eccema, sarpullido, etc.) en la zona a tratar.
- Si padece cáncer de piel, zonas con riesgo de neoplasia o si se ha sometido a una terapia de radiación o quimioterapia en los últimos tres meses.

Advertencias

NO use el dispositivo:

- Sobre implantes permanentes en la zona designada para el tratamiento, incluyendo, entre otros, materiales de silicona o químicos inyectados, placas metálicas u otros materiales metálicos.
- Si se ha sometido a cirugía plástica (como estiramiento facial o cirugía de los párpados) o si le han practicado inyecciones estéticas o rellenos como ácido hialurónico, colágeno, grasa o toxina botulínica en la zona a tratar en los últimos 3 meses.
- Si se ha sometido a una exfoliación química en los últimos 3 meses (a hidroxiácidos) como ácido glicólico, β hidroxiácidos, abrasión facial profesional como dermoabrasión, rejuvenecimiento facial o exfoliación química profunda (fenol, ácido tricloroacético (TCA)) o tratamientos ablativos con láser en los últimos 3 meses.
- Sobre las aletas de la nariz, los labios, las orejas, la zona genital o las zonas no recomendadas en este manual.
- Sobre la tiroides ya que puede causar molestias.
- Sobre los párpados, los ojos o en la zona del lagrimal ya que puede dañar los ojos.
- Si tiene elementos metálicos, (como pendientes, joyas o piercing), o tatuajes o maquillaje permanente en la zona a tratar.
- Sobre quemaduras solares, manchas marrones o negras como pecas, marcas de nacimiento, alrededor de los pezones, verrugas o ampollas en la zona de tratamiento.
- Si es alérgico o sensible al cromo o al níquel o cualquier compuesto del Base Gel.
- El dispositivo puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, siempre

que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y que comprendan los peligros involucrados.

- No utilice Sensilift sobre zonas con vello, pues los pelos pueden quemarse.

Nota: Si se ha sometido a otros tratamientos estéticos en la zona del tratamiento, o si le han recetado algún medicamento para tratarse la piel en los últimos 3 meses, o si le preocupan los posibles efectos secundarios, consulte con su médico antes de usar Sensilift.

Tecnología DRF™ (radiofrecuencia dinámica) ¿Cómo funciona?

Este dispositivo aporta un planteamiento completamente nuevo al rejuvenecimiento no invasivo de la piel gracias a la tecnología Dynamic RF patentada por Sensica, combinando la RF (Radiofrecuencia) clínicamente probada, utilizada normalmente por los médicos, con un masaje facial avanzado.

La radiofrecuencia (RF) es una forma de energía electromagnética dirigida a reducir las arrugas, reafirmar y renovar la elasticidad de la piel. Es adecuado para todos los tonos de piel, fácil de usar y los resultados que se obtienen son y duraderos.

La tecnología de radiofrecuencia se ha utilizado en clínicas médicas de médicos y en centros de estética durante varios años demostrando resultados altamente eficaces. El dispositivo cuenta con

dos electrodos que envían la energía de RF a la piel para contraer las fibras de colágeno y estimular la producción natural de colágeno, ya que esta disminuye a medida que envejecemos. Si se usa correctamente y cumple con las indicaciones en el apartado de **Tratamiento Recomendado**, el dispositivo reducirá la apariencia de las arrugas, al mismo tiempo que reafirmará la piel y renovará su elasticidad. Podrá ver resultados después de tan solo un tratamiento.



Asegúrese de leer cuidadosamente esta guía del usuario antes de iniciar un tratamiento con Sensilift.

La guía del usuario también puede encontrarla en www.sensica.com

Uso previsto

El dispositivo se diseñó:

- Para mujeres y hombres que desean reducir las arrugas faciales, reafirmar la piel de su rostro y renovar la elasticidad de la piel.
- Para utilizarse en el rostro, las mejillas, los pliegues nasolabiales de la sonrisa, las patas de gallo situadas junto a los ojos, la frente, la barbilla, las zonas permitidas del cuello, el escote y las manos.
- Para utilizarse en arrugas con una profundidad de fina a moderada.
- Para utilizarse con la Base Gel. Este gel se diseñó especialmente para funcionar con dispositivos de radiofrecuencia de Sensica garantizando el suministro adecuado de energía de radiofrecuencia. Esto proporcionará los mejores resultados posibles al mejorar el contacto entre el dispositivo y la piel, mejorando con ello la conductividad de la piel.

Aviso: Sensilift ha sido diseñado para ser usado por una única persona.

Posibles efectos secundarios


Cuando se utiliza el dispositivo de acuerdo con las Instrucciones de uso, los efectos secundarios son poco comunes. Sin embargo, todo procedimiento estético, incluido el uso de dispositivos para uso doméstico, puede causar algún grado de efectos secundarios (los enumeramos en la tabla de abajo).

En caso de que aparezcan efectos adversos, deje de usar el dispositivo y consulte con su médico si fuera necesario.

Los efectos adversos leves deberían aliviarse de forma espontánea en unas pocas horas.



Gravedad del efecto adverso	Frecuencia del efecto adverso	Efectos secundarios
Leve	Común	Dolor local Irritación de la piel Enrojecimiento de la piel Sensibilidad de la piel Alergia o sensibilidad al Base Gel
Moderado	Poco común	Quemaduras leves de la piel Cambios de pigmento Enrojecimiento excesivo e hinchazón Urticaria, púrpura o equimosis Hematomas
Grave	Muy poco común	Quemaduras graves Infección Moretones Ampollas

Descripción del dispositivo manual



Descripción de la interfaz de usuario

- 1. Botón de encendido/Apagado (ON/OFF) y de selección de energía** – Pulsa suavemente el botón (después de haber conectado el dispositivo a la fuente de alimentación), se encenderá el dispositivo en el nivel de energía 1, y se mostrará el número 1 iluminado en la pantalla de nivel de energía. Después de llegar al nivel más alto, si pulsa el botón una vez más, el dispositivo se apagará. **El dispositivo cambiará al modo de espera cuando no lo utiliza durante 45 segundos.**
- 2. Indicadores de estado**

Indicador de estado	Luz amarilla intermitente	El dispositivo está en modo en espera . Si no aparece ninguna luz, asegúrese de que el cable de alimentación está conectado correctamente.
	Luz verde fija	El dispositivo está en modo de tratamiento . La RF está activada, se detecta el contacto con la piel y el tratamiento está en curso.
	Luz intermitente verde y amarilla	El dispositivo está en modo de error . El dispositivo detectó un fallo de funcionamiento e impide la activación de las funciones de RF y masaje.
Botón táctil de selección del nivel de energía de RF 	Luces de los niveles de energía 1-3	La luz verde indica qué nivel de energía de RF se ha activado. Pulse suavemente el botón de selección de nivel de energía de RF repetidamente hasta que alcance el nivel deseado: 1, 2, 3 o apagado.
Botón táctil de selección del nivel de masaje 	Luces del nivel de masaje 1-2	La luz verde indica qué nivel de energía de RF se ha activado. Pulse suavemente el botón de selección de nivel de masaje repetidamente hasta que alcance el nivel deseado: 1, 2 o apagado.

Instrucciones para el Usuario

El dispositivo está diseñado para utilizarse en las mejillas, los pliegues nasolabiales de la sonrisa, las patas de gallo (situadas junto a sus ojos), la frente, la barbilla, las zonas permitidas del cuello, el escote y las manos.

Qué se debe esperar

Durante el tratamiento es normal experimentar:

- Sensaciones de calor causadas por la energía de RF.
- Un ligero color rojo o rosa en la piel, durante y justo después de cada tratamiento.

Prueba preliminar

La prueba preliminar pretende determinar la reacción de su piel ante el tratamiento con y ayudarle a encontrar la configuración óptima para cada zona de tratamiento.

Realice una prueba preliminar en cada zona que desee tratar 48 horas antes de realizar el tratamiento completo.

- Prepare su piel como se describe a continuación en el **Paso 1: Prepare su piel**. Puede encontrar las instrucciones para operar el dispositivo en el **Paso 2: Funcionamiento del dispositivo**.
- Antes de utilizar el dispositivo, aplique una capa uniforme del Base Gel en la zona de tratamiento.
- Comience su prueba con el nivel 1 de energía y el nivel 1 de masaje, y mueva el dispositivo con pequeños movimientos circulares.
- Aumente los niveles en función de su comodidad. Detenga la prueba si no se siente cómodo o si observa efectos secundarios.

- Realice la prueba preliminar durante un tiempo total de aproximadamente 3 minutos.
- Espere 48 horas y examine la zona en la que hizo la prueba.
- Si esta zona de piel parece normal y sin efectos secundarios, puede iniciar un tratamiento completo con el mayor nivel de energía y de masaje con el que se encontró cómodo durante la prueba.

Aviso: Puede seleccionar cualquier nivel de energía de RF que le resulte cómodo. El nivel de energía de RF indica la tasa a la que aumenta la temperatura cuando está en modo en espera. Un nivel de energía de RF alto le proporcionará un calor más rápido y uniforme. Puede lograr resultados óptimos con todos los niveles de energía de RF, pero para los niveles más bajos, simplemente se necesitará más tiempo para alcanzar la temperatura efectiva.


Sobre los Primeros pasos

Paso 1: Prepare su piel

1. Antes de usarlo, asegúrese de que su piel esté seca, limpia y libre de productos tópicos como cremas hidratantes, líquidos o fibras de algodón.
2. Asegúrese de quitarse todas las joyas que tenga en la zona donde aplicará el tratamiento, así como de sus manos.
3. No utilice nunca líquidos inflamables como alcohol (incluidos los perfumes, desinfectantes y otros productos que los contengan) o acetona en la piel una hora antes de usar el dispositivo, pues puede causar quemaduras en la piel.
4. El dispositivo puede ser utilizado por los hombres. No obstante, los usuarios masculinos deben asegurarse de tener la piel limpia y afeitada antes del tratamiento.

Paso 2: Funcionamiento del dispositivo

Aviso: se debe realizar una prueba preliminar por separado para cada zona que intenta tratar antes de proceder con un tratamiento completo en esa área. Consulte la sección **Prueba preliminar** arriba.

1. Asegúrese de que el dispositivo esté limpio, seco e intacto antes de usarlo.
2. Aplique una capa uniforme de Base Gel, en la zona de su piel en la que realizará el tratamiento.
3. Configure el nivel de energía de Radiofrecuencia (RF) y la velocidad de masaje en el nivel que seleccionó en la prueba preliminar anterior. Pulse el botón de selección de nivel de energía de RF  repetidamente hasta que alcance el nivel deseado: 1, 2 o 3. Pulse el botón de selección de nivel de

masaje  repetidamente hasta que alcance el nivel deseado: 1 o 2.

4. La activación de las funciones de RF o de masaje se puede realizar de manera independiente o conjunta. Ambas funciones se activarán al nivel 1. Seleccione los distintos niveles en función de la prueba preliminar.
5. Sensilift cuenta con 2 sensores de seguridad que mantendrán la temperatura dentro del rango efectivo y seguro durante todo el tratamiento.

Nota: El dispositivo detiene el calentamiento cuando se alcanza la temperatura deseada; el calentamiento se reactiva cuando la temperatura comienza a descender.

6. Coloque los dedos de tratamiento sobre la zona que va a tratar, asegurándose de que están en contacto pleno





con su piel durante todo el tratamiento Sensilift indicará que el contacto con la piel es el adecuado mediante la luz de estado verde. Si Sensilift no se coloca correctamente, no se emitirá la energía de RF.







Nota: El dispositivo cambia al modo de espera cuando no lo utiliza durante 45 segundos.

7. Si una vez transcurridos aproximadamente 10 segundos no experimenta una sensación de calor, intente desplazar Sensilift a una zona de tratamiento más pequeña y/o aumente el nivel de energía de RF.
8. Mueva el dispositivo sobre la zona de tratamiento con lentos movimientos circulares o hacia delante y hacia atrás mientras mantiene un contacto constante y firme sobre la piel.
9. Consulte las zonas de tratamiento, el tiempo de tratamiento y el programa de tratamientos en el apartado de **Tratamiento Recomendado**.
10. Una vez completado el tratamiento, limpie los restos del Base Gel que queden en la zona tratada.
11. En el apartado de limpieza se proporcionan las instrucciones de **Limpieza y Almacenamiento** para antes y después del uso.

Tratamiento recomendado

- Coloque los dedos de tratamiento como se indica en la imagen del área de tratamiento elegida.
- Mueva continuamente el dispositivo según las indicaciones para el área de tratamiento elegida.


Zonas de tratamiento	Tiempo de tratamiento recomendado	Movimiento recomendado
Frente 	10 minutos	Lentos movimientos arriba y abajo a lo largo de la frente
"Once" 	5 minutos	Pequeños movimientos circulares o arriba y abajo
"Patas de gallo" 	5 minutos para cada lado	Pequeños movimientos circulares continuos y lentos "de lado a lado"
Mejillas 	5 minutos para cada lado	Pequeños movimientos lentos y circulares

Pliegues de la sonrisa		5 minutos para cada lado	Pequeños movimientos arriba y abajo
Barbilla		5 minutos	Movimientos continuos de lado a lado
Mandíbula		5 minutos para cada lado	Lentos movimientos arriba y abajo a lo largo de la mandíbula
Cuello		5 minutos para cada lado	Movimientos lentos arriba de la zona
Escote		5 minutos para cada subzona de 4 cm ²	Movimientos circulares lentos en el escote
Manos		5 minutos para cada subzona de 4 cm ²	Movimientos circulares lentos en las manos



Precaución: Evite el contacto con los ojos y las cavidades oculares, ya que el tratamiento en estas zonas puede causar efectos secundarios.



Precaución: Evite tratar el tercio inferior del cuello ya que esta zona es más sensible y evite tratar la zona tiroidea (marcada con el símbolo )

- Para unos resultados duraderos, utilice el dispositivo una vez a la semana en cada zona deseada durante un periodo de 8 semanas.
 - La respuesta al tratamiento varía de una persona a otra y depende de factores biológicos y ambientales, de la genética y del envejecimiento.
 - Para mantener los resultados óptimos a largo plazo, puede realizar tratamientos de mantenimiento cada 4-8 semanas, según su necesidad.
- ## Cuidados después del tratamiento facial
- Le recomendamos que también utilice la crema antienvjecimiento de Sensica para aumentar la eficacia del tratamiento y garantizar resultados duraderos (puede comprarla en www.sensica.com).
 - Aplique un protector solar con factor de protección alto (al menos un factor de protección solar 30) y proteja la zona tratada de los rayos del sol durante dos semanas después del tratamiento.
 - Después del tratamiento, evite aplicar agua caliente sobre su rostro e interrumpa el uso de productos abrasivos o ásperos durante dos días.
 - Se puede aplicar maquillaje inmediatamente después del tratamiento.

Limpieza y almacenamiento

- Asegúrese de apagar y desconectar el dispositivo antes de limpiarlo.
- Se recomienda limpiar el dispositivo, especialmente los dedos de tratamiento, los sensores de temperatura y la cubierta de silicona retirando el residuo del Base Gel con un paño suave y húmedo o una toalla de papel.



No limpie el dispositivo bajo el agua del grifo, ya que puede causar un malfuncionamiento del mismo.

- Mantenga el dispositivo seco. Nunca coloque, almacene ni utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua ya que puede sufrir una electrocución severa.

Solución de problemas

Si experimenta algún problema con su dispositivo, consulte la información que figura a continuación para intentar resolverlo:

- Si el dispositivo no se enciende:
 1. Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado adecuadamente a la red eléctrica y a la toma de corriente del dispositivo.
 2. Asegúrese de que la toma eléctrica tiene corriente.
- Si no puede sentir el calor:
 1. Verifique que esté en pleno contacto con la piel (indicado por una luz verde).
 2. Verifique que ha aplicado suficiente Base Gel.
 3. Recuerda que el dispositivo reacciona a su piel y puede temporalmente reducir el calor por razones de seguridad.

Ver la tabla de indicadores de estado en la sección de **Descripción de Interfaz** de usuario.

- En caso de que haya suciedad o residuos pegados en los dedos de tratamiento, deberá limpiarlos siguiendo las instrucciones del capítulo de **Limpieza y almacenamiento**. Si no puede dejar la zona limpia, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- Si se produce un error general, reinicie el dispositivo desconectando el cable de alimentación de la red eléctrica en la pared, espere 10 segundos y luego vuelva a conectarlo.

Si continúa experimentando problemas con su dispositivo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.



Eliminación

A fin de preservar el medio ambiente, cuando el aparato

cumpla su vida útil no lo tire con la basura doméstica. Se puede desechar en los puntos de recogida adecuados disponibles en su zona. Deseche el aparato según la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Para más información, póngase en contacto con la autoridad municipal competente en materia de eliminación de residuos.

Servicio de atención al cliente

Si su dispositivo se ha roto o dejó de funcionar o si necesita más ayuda o información, póngase en contacto con nosotros. También puede ponerse en contacto con nosotros para solicitar un Base Gel adicional o puede comprarlo en línea en [sensica.com](https://www.sensica.com).

Para obtener información sobre el servicio al cliente, consulte los datos de contacto en la contraportada interior.

Parámetros de las especificaciones del dispositivo

El dispositivo manual de RF está alimentado por RF bipolar a 10 ± 0.5 Vatios

Frecuencia

1 ± 0.05 MHz

Nivel de potencia de salida seleccionable

3 niveles

Masaje mecánico

Implementado por electrodos de RF en movimiento

Velocidad

50 a 100 RPM

Sensores de temperatura

El calor de RF se desactiva automáticamente cuando la temperatura de la piel alcanza los 40°C (104°F). El calor se vuelve a activar cuando disminuye la temperatura.

Zona de tratamiento

$\sim 2.2\text{cm}^2$ / 0.34in^2

Fuente de alimentación externa

Entrada 100-240 VCA, 50-60 Hz, Salida 9 VCD, 1.5 A

Peso y dimensiones del dispositivo

140g, 173mm x 56.8mm x 53.1mm
4.93oz, 6.8in x 2.23in x 2.09in

Instrucciones de almacenamiento

Condiciones de transporte y almacenamiento

Temperatura	-25°C a 70°C (-13°F a 158°F)
-------------	---

Humedad	10% a 90% HR a $55^{\circ}\text{C}/131^{\circ}\text{F}$
---------	--

Presión	Sin condensación
---------	------------------

Condiciones de funcionamiento

Temperatura	5°C a 40°C (41°F a 104°F)
-------------	--

Humedad	20% a 80% HR
---------	--------------

Altitud máxima operativa	3,000 m.
--------------------------	----------

Etiquetado

Modelo: STG100

Voltaje: 9 V, 1.5 A, 100–240 VAC,
50–60 Hz



Doble aislamiento.



Consulte las
instrucciones de uso



Residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos



Lea todas las
advertencias y medidas
de seguridad antes de
usarlo.



Proteger de la
humedad



No se debe utilizar el
aparato bajo el agua
ni cerca de ella (p. ej.
en el lavabo, la ducha
o la bañera). ¡Peligro de
descarga eléctrica!



Nuestros productos
y embalajes son
reciclables, ¡no los tire!



Utilice el dispositivo
solo con fuente
de alimentación
original. Para su
seguridad, nunca
utilice adaptadores
de CC que no
estén aprobados
por el fabricante.

Warranty Card



Serial Number

Congratulations on your Sensica purchase!

We have every faith in the quality of each Sensica device - we know they meet the highest standards, because we subject them to rigorous quality and performance testing. In the unlikely event that you do find a defect in a Sensica device, it may be covered by this warranty.

Two Year Limited Warranty

This warranty covers only Sensica devices. Other Sensica products, such as pads or creams, are defined as consumables and therefore excluded from warranty coverage.

This limited warranty covers manufacturer defect related problems in your Sensica device, if you purchased it directly from www.sensica.com or from an authorized partner. Warranty approvals will only be granted

where an original receipt is provided. This warranty is limited to devices proven to be defective.

In order to obtain warranty service on your Sensica device, please go to our website or call our customer service center for assistance (you will find the number at www.sensica.com).

Sensica requires proof of purchase. Please provide an invoice or purchase receipt showing the date of purchase of the device



Enter your serial number on our website to activate your warranty.

Saisissez votre numéro de série sur notre site internet pour activer votre garantie.

Inserisci il tuo numero di serie sul nostro sito Web per attivare la garanzia.

Geben Sie zur Garantiregistrierung Ihre Seriennummer auf unserer Website ein.

Introduzca su número de serie en nuestro sitio web para activar su garantía.

www.sensica.com